

Silk'n

Pure™

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- NL GEBRUIKSIINSTRUCTIES
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE OPERATIVO
- NO BRUKSANVISNING
- SV BRUKSANVISNING
- DA BRUGERVEJLEDNING



Copyright 2016 © InnoEssentials International.

All rights reserved. Print date: 05/2016

Legal Notice

InnoEssentials International reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability or manufacturability.

Information furnished by InnoEssentials International is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, InnoEssentials International assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of InnoEssentials International.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of InnoEssentials International.

Data is subject to change without notification.

InnoEssentials International has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document.

The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from InnoEssentials International.

Specifications are subject to change without notice.

CAUTION!




- Before using Pure™ for the first time, please read this user manual in its entirety. Pay particular attention to procedures for using and operating the device and after-use procedures. Please read all warnings and safety precautions before use and strictly follow them when using.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use Pure™ with the appropriate attachments as described in this manual.
- Do not make any modifications to this product or open sealed parts of the appliance, doing so will automatically void your warranty and rights of replacement or refund.

Table of contents

1.	Safety with Pure™	4
2.	What is Pure™	6
2.1	Pure™ device description	7
2.2	Package contents	7
2.3	Pure™ intended use	7
3.	Do not use Pure™ if	8
4.	Get started	8
4.1	Charging	8
4.2	Indicator light and function settings	9
4.3	How to use	10
4.4	Treatment regime	11
5.	Maintaining your Pure™	11
5.1	Caring for your facial brush heads	11
5.2	Brush head replacement	11
5.3	Caring for your device and face brush stand	12
6.	Troubleshooting	12
7.	Customer service	13
8.	Warranty information	14
9.	Battery removal	14
10.	Disposal information	15
11.	Specifications	16
12.	Signs and symbols	16


1. Safety with Pure™

- Your Pure™ has been tested for water ingress to the extent covered by IPX7. This means your device is waterproof and suitable for use under the shower and while taking a bath.

 **WARNING! Keep the adapter away from water. The adapter is NOT waterproof!**

- For external use only. Keep out of reach of children and use only as directed in this manual.
- For hygienic reasons we recommend you not to share Pure™ with others.
- Avoid contact with the eyes.
- Do not use Pure™ on the delicate skin around the eyes.
- As with any product, discontinue use if you experience rash, redness or itching during or after use. Consult a physician if irritation persists.
- Anyone suffering from acne or any other skin disorder should consult a physician before using this product. Do not use on sore or injured areas.
- Do not use Pure™ if you have a pacemaker.

- If you have any medical conditions or any kind of sensitivity whatsoever, consult your physician before using Pure™.
- Do not leave the device on when it is not in use. Store it in a safe and dry place.
- Never operate the Pure™ adapter if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or has been submerged in water.
- Do not place or store the device and charging cord where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.

 **CAUTION!** Do not reach for the device or charger cord of the device that has fallen into water, unplug immediately before retrieving it. Failure to unplug the device may result in electric shock!

- If a battery has leaked, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

- Your Pure™ contains an overcharge protection. This means you can safely leave the appliance attached to the power adapter without the risk of damage.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- Regarding the details on how to remove the battery, please refer to the section “Battery removal”.
- The battery is to be disposed of safely.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.
- Internal batteries cannot be replaced. To dispose of the batteries, the recycling of the entire device at your local recycling center is required and it is good for the environment.


2. What is Pure™

Pure™ is a small, handheld, electrically powered skin cleanser that utilizes a brush head powered by a high speed, high frequency manual oscillation.

Pure's™ microfiber brush is effective in removing the outer layer of dry and flaky skin cells. It lifts out impurities from within the pores and build-up of debris from within the folds of fine lines and wrinkles by means of vibrations to help smooth the surface of the skin.

With its 2 settings Pure™ has a high versatility - this allows you to clean your skin at your desired setting as well as massage your skin to improve blood circulation.

2.1 Pure™ device description



2.2 Package contents

- Device
- 2 brush heads
- Face brush stand
- Power adapter
- This user manual

2.3 Pure™ intended use

Pure™ is an over the counter device intended for cleaning the skin of the face. Pure™ removes up to 6 times more makeup than manual cleansing.

3. Do not use Pure™ if

- Certain attachments or accessories are not recommended by Silk'n®.
- The housing is damaged.
- You see or smell smoke when it is turned on.
- It is not working properly or if it appears to be damaged.
- The outer shell is cracked or coming apart.
- You see orange or brown colouring around the adapter socket.
- The brush head has been damaged or is in need of replacement.
- The brush attachment point is damaged and the brush head does not connect to it properly.

Please contact Silk'n® customer service.

4. Get started

4.1 Charging

Before first use, Pure™ needs to be fully charged. Some residual charge may be left in the device as a result of quality control procedures, but the device needs to be fully charged prior to first use to maintain battery life.



Before charging the device make sure it is completely dry.

- Insert the plug of the supplied power adapter. A red light will blink indicating that the device is charging. A full charge is indicated by a constant light.
- If you are charging for the first time but the charging light is constant red – you still need to charge the device for 3 hours to get a full charge prior to first use.

- Pure™ features an overcharge protection system so the device can always be kept charged. Silk'n® recommends to unplug and conveniently store the charging adaptor after each full charge until charging is required.
- You can leave Pure™ in the face brush stand as a counter top stand when not charging.



IMPORTANT: Make sure the device is completely dry before charging. For best results charge your Pure™ for 6 hours prior to first use.

4.2 Indicator light and function settings

1. Press On/Off button once: Vibrating function, low-speed; red LED light off
2. Press On/Off button twice: Vibrating function, high-speed; red LED light off
3. Press On/Off button three times: Pulsating function, low-speed; red LED light off
4. Press On/Off button four times: Pulsating function, high-speed; red LED light off
5. Press On/Off button five times: Device turns off
6. Blinking red LED light for 10 seconds: Low battery
7. Blinking red LED light continuously: Charging
8. Constant red LED light: Full charge

PLEASE NOTE: After 1 minute the device switches off automatically.

4.3 How to use



- Select the brush suitable for your skin type. Gently push the brush onto the brush attachment point until you hear a click.
- Dampen your face with lukewarm water.
- Moisten the brush with lukewarm water and apply a cleansing lotion onto the brush.

PLEASE NOTE: Do not use Pure™ without any water on the brush and on your face as this can cause skin irritation.

- Turn on the device by pressing the On/Off button and select the desired mode.
- Pure™ will automatically start in the “Vibrating function, low-speed” setting.
- Press the button twice for the “Vibrating function, high-speed” setting.
- Press the button three times for the “Pulsating function, low-speed” setting.
- Press the button four times for the “Pulsating function, high-speed” setting.

PLEASE NOTE: If you change the setting during the cleansing treatment, the timer will reset to zero and will start again.

- Press the brush gently to the area you want to treat and move it in an upward, circular motion. Try to avoid delicate skin areas e.g. around the eyes and on the lips.
- Recommended treatment time per area is 10 seconds. We recommend cleansing in 6 sections - forehead, nose, chin, left cheek, right cheek and neck.
- The facial brush will automatically switch off after 1 minute, indicating the end of the cleansing treatment.
- Rinse your skin with water and pat dry with a towel.

4.4 Treatment regime

- For daily use.
- Do not use Pure™ more than twice a day as this can irritate the skin and cause redness.
- Pure™ is designed to cleanse your skin in just 1 minute. We recommend you not to exceed this time.

5. Maintaining your Pure™

5.1 Caring for your facial brush heads

- Clean the brush head after every use. Remove the brush head from Pure™, rinse it clean with warm water and mild soap to remove any build-up that may have accumulated, shake off excess water and towel dry – or gently rub the brush head against a towel for 5-10 seconds while Pure™ is switched on.

Do not attach wet brush heads to Pure™ while charging.



- Do not allow liquid cleansers or moisturizers to accumulate on the brush heads.
- For the best results, we recommend you to replace the Regular and the Soft brush heads after every 3 months.
- Do not clean the facial brushes by putting them in the dishwasher

5.2 Brush head replacement

Refill brushes can be obtained through the retailer where you bought the device or can be ordered from our website www.silkn.eu directly.

- To attach a brush head, place the center of the brush head on the matching brush attachment point located on the device.
- Gently press the center of the brush head and push down until it clicks into place.

- To remove the brush head, simply grip the outer plastic base of the brush head in one hand and the device handle in the other hand and pull up evenly until it snaps loose.



5.3 Caring for your device and face brush stand

- Unplug Pure™ from the power mains before you clean it.
- Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any part of Pure™.
- Clean the handle with a damp cloth – using mild detergent and towel dry immediately after cleaning.
- Do not clean the device or any other parts in the dishwasher.

6. Troubleshooting

Fault	Possible causes and solution
My Pure™ does not start!	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the mains power and leave it to charge for at least 6 hours prior to next use.

Fault	Possible causes and solution
My Pure™ does not load!	Make sure the power adapter is connected correctly to the device and the power outlet socket. If this is already the case take the adapter plug out of the device and replace it again to completely reset the device. If this does not help, please contact customer service.
My Pure™ shuts off all the time!	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the mains power and leave it to charge for at least 6 hours prior to next use.



Do not attempt to open or repair your Pure™ device. Only authorized Silk'n® personnel are trained to properly perform repairs to our devices. Opening the device will damage it and will void your warranty.



Please contact Silk'n® customer service if you have a broken or damaged device in need of repair.

7. Customer service

For more information about the products of Silk'n® visit your regional Silk'n® website: www.silkn.eu or www.silkn.com. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n® service center.

This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de

Country	Service number	Email
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Warranty information

This product is covered by a 2 year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

9. Battery removal

To remove the battery of Pure™, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the appliance housing is broken and the battery is removed. It is strongly recommended to wear safety protective goggles and gloves.



Silk'n® is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place the hand unit on a hard, strong surface. Use a hammer to hit the appliance on the seam and continue to do so along the whole seam on both sides of the device.

Once the seam is sufficiently broken, use pliers or a screwdriver to take the housing apart. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

10. Disposal information







Dispose of the packaging at a recycling point which sorts materials by type.

	<p>Products marked with this symbol should not be disposed of along with household refuse! You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse.</p>
	<p>Batteries must not be disposed of along with household refuse. You are legally bound to dispose of all batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer. Information about where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.</p>

11. Specifications

Model	H4101
Power requirements	Batteries 1x 3.7V; Li-ion; 500mA
Power rating	Adapter output 5Vdc; 500mA
Appliance classification	Class II
Protection	IPX7

12. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the CE directive.
	Class II - The adapter is protected against electric shock by means of a double insulation.
	Switch mode power supply unit.
	For indoor use only.
	Contains a failsafe transformer.
	Adapter Energy Efficiency level 6.
IP20	The adaptor is protected against the ingress of objects bigger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Alle Rechte vorbehalten. Druckdatum: 05/2016

Rechtshinweis

InnoEssentials International behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Sicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen.

Durch InnoEssentials International bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und präzise angesehen. InnoEssentials International übernimmt jedoch keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend, noch unter einem Patent oder unter Patentrechten von InnoEssentials International eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von InnoEssentials International reproduziert oder übertragen werden.

Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

InnoEssentials International verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind.

Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz zu diesen Patenten, Handelsmarken, Urheberrechten oder sonstigen Rechte des geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von InnoEssentials International geregelt ist.

Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

ACHTUNG!




- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Pure™ genau durch. Achten Sie besonders auf die Verfahren zur Anwendung und den Betrieb des Geräts und auf das Vorgehen nach dem Einsatz. Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen und folgen Sie diesen strikt bei der Verwendung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen dann verwendet werden, wenn sie während der Verwendung beaufsichtigt werden oder eine Einweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und mit den gegebenen Gefahren vertraut sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt reinigen oder instand halten.
- Verwenden Sie Pure™ nur mit den entsprechenden und in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anschlüssen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor und öffnen Sie keine abgedichteten Teile des Geräts, Sie verlieren sonst automatisch Ihre Garantie und das Anrecht auf Ersatz oder Rückerstattung.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit mit Pure™	20
2. Was ist Pure™	22
2.1. Pure™ Gerätebeschreibung	23
2.2. Packungsinhalt	23
3. Verwenden Sie Pure™ nicht, wenn:	24
4. Erste Schritte	24
4.1. Aufladevorgang	24
4.2. Anzeige und Funktionseinstellungen	25
4.3. Anwendung	26
4.4. Behandlungsschema	27
5. Instandhaltung Ihres Pure™	27
5.1. Pflege Ihrer Gesichtsbürstenköpfe	27
5.2. Bürstenkopf ersetzen	28
5.3. Instandhaltung Ihres Geräts und des Gesichtsbürsten-Ständers	28
6. Fehlerbehebung	29
7. Kundenservice	30
8. Garantieinformationen	30
9. Batterieentnahme	31
10. Informationen zur Entsorgung	32
11. Technische Daten	32
12. Zeichenerklärung	33


1. Sicherheit mit Pure™

- Ihr Pure™ ist bis zur Schutzart IPX7 wasserdicht. Das bedeutet, dass Ihr Gerät wasserbeständig ist und Sie damit duschen und baden können.

 **VORSICHT!** Halten Sie den Adapter fern von Wasser. Der Adapter ist NICHT wasserdicht!

- Nur für externen Gebrauch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren und nur nach Anweisung in dieser Anleitung verwenden.
- Aus Hygienegründen wird empfohlen, Pure™ nicht gemeinsam mit anderen Personen zu benutzen.
- Vermeiden Sie Augenkontakt.
- Wenden Sie Pure™ nicht an der empfindlichen Haut um die Augen an.
- Brechen Sie, wie bei allen Produkten, die Anwendung ab, wenn bei oder nach der Anwendung Hautausschlag, Rötung oder Juckreiz auftreten. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Irritation anhält.
- Personen mit Akne oder anderen Hauterkrankungen sollten vor Verwendung dieses Produkts ärztlichen Rat einholen. Nicht auf Wunden oder geschädigten Bereichen anwenden.
- Verwenden Sie Pure™ nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

- Holen Sie vor der Verwendung von Pure™ ärztlichen Rat ein, wenn Sie an irgendwelchen Beschwerden oder Überempfindlichkeiten leiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen. Bewahren Sie es an einem sicheren und trockenen Ort auf.
- Betreiben Sie den Adapter von Pure™ nie, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt sind, er nicht richtig funktioniert oder in Wasser getaucht wurde.
- Das Gerät und das Ladekabel dürfen nie dort hingelegt oder aufbewahrt werden, wo sie in eine Wanne, ein Waschbecken, in Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen können.

 **ACHTUNG!** Greifen Sie nicht nach dem Gerät oder dem Kabel des Ladegeräts, das ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort den Stecker heraus, bevor Sie es herausholen. Wenn Sie den Stecker nicht herausziehen, könnten Sie einen Stromschlag erhalten.

- Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut, den Augen und den Schleimhäuten, wenn eine Batterie ausläuft. Spülen Sie bei Bedarf die betroffenen Bereiche mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Das Gerät darf nur mit dem Netzteil verwendet

werden, das zusammen mit dem Gerät geliefert wird.

- Ihr Pure™ verfügt über einen Überladeschutz. Das bedeutet, dass Sie das Gerät sicher am Stromadapter lassen können, ohne dass es beschädigt wird.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entnommen werden, bevor es entsorgt wird.
- Bei der Batterieentnahme muss die Verbindung zum Stromnetz unterbrochen sein.
- Lesen Sie im Abschnitt „Batterieentnahme“ weitere Einzelheiten darüber, wie sie entfernt wird.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.
- Bei der Entsorgung der Batterie müssen die Umweltaspekte beachtet werden. Werfen Sie gebrauchte Batterien nicht in den Mülleimer. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Umwelt zu schützen.
- Interne Batterien können nicht ausgetauscht werden. Zur Entsorgung der Batterien muss das ganze Gerät der Umwelt zuliebe in einem Recyclinghof recycelt werden.


2. Was ist Pure™

Pure™ ist ein kleines, elektrisch betriebenes Handgerät zur Hautreinigung. Die Vibrations- und Schwingstufen des Bürstenkopfs können von Ihnen manuell eingestellt werden.

Die Mikrofaserbürste von Pure™ entfernt wirksam trockene und schuppige Hautzellen. Durch Vibrationen entfernt es porentief Unreinheiten in feinen Linien und Fältchen und glättet Ihre Haut.

Pure™ ist zweistufig und daher sehr vielseitig - Sie können in der gewünschten Einstellung Ihre Haut reinigen oder sie zur Verbesserung Ihrer Durchblutung massieren.

2.1. Pure™ Gerätebeschreibung



2.2. Packungsinhalt

- Gerät
- 2 Bürstenköpfe
- Ständer für die Gesichtsbürste
- Netzgerät
- Dieses Bedienungsanleitung

Verwendungszweck von Pure™

Pure™ ist ein Gerät, das rezeptfrei und ohne ärztlichen Rat gekauft werden kann und die Gesichtshaut reinigt. Pure™ entfernt bis zu sechsmal mehr Make-up als manuelle Reinigung.

3. Verwenden Sie Pure™ nicht, wenn:

- Bestimmte Zusätze oder Zubehörteile von Silk'n® nicht empfohlen werden.
- Das Gehäuse beschädigt ist.
- Sie Rauch sehen oder riechen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.
- Das Außengehäuse rissig ist oder auseinander fällt.
- Sie eine orange oder braune Verfärbung um den Adapteranschluss sehen.
- Der Bürstenkopf beschädigt ist oder ersetzt werden muss.
- Der Befestigungspunkt der Bürste beschädigt ist und der Bürstenkopf nicht einwandfrei aufsitzt.

Wenden Sie sich bitte an die Kundenservice von Silk'n®.

4. Erste Schritte

4.1. Aufladevorgang

Vor dem ersten Einsatz muss Pure™ vollständig aufgeladen werden. Aufgrund von Qualitätskontrollverfahren kann sich im Gerät noch eine Restspannung befinden, es muss aber vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden, um die Batteriebensdauer zu erhalten.

i Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen des Geräts, dass es vollkommen trocken ist.

- Stecken Sie den Stecker des im Lieferumfang enthaltenen Netzgeräts ein. Ein rot blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Bei vollständiger Aufladung hört das Licht auf zu blinken.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen und das Licht konstant rot leuchtet, müssen Sie es weitere 3 Stunden aufladen, damit es vor der ersten

Verwendung voll aufgeladen wird.

- Pure™ verfügt über einen Überladeschutz, daher kann das Gerät im geladenen Zustand gehalten werden. Silk'n® empfiehlt, das Ladegerät nach jeder Vollladung zu entfernen und an einem günstigen Ort aufzubewahren, bis es wieder gebraucht wird.
- Sie können Pure™ in den Gesichtsbürstenständer als Auftischständer stellen, wenn es nicht aufgeladen wird.



WICHTIG: Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor dem Aufladen vollständig trocken ist. Laden Sie Ihr Pure™ vor dem ersten Einsatz 6 Stunden lang auf, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

4.2. Anzeige und Funktionseinstellungen

1. Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste: Vibrationsfunktion, niedrige Geschwindigkeit, rote LED-Lampe ausgeschaltet
2. Drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste: Vibrationsfunktion, hohe Geschwindigkeit, rote LED-Lampe ausgeschaltet
3. Drücken Sie dreimal auf die Ein-/Aus-Taste: Schwingfunktion, niedrige Geschwindigkeit, rote LED-Lampe ausgeschaltet
4. Drücken Sie viermal auf die Ein-/Aus-Taste: Schwingfunktion, hohe Geschwindigkeit, rote LED-Lampe ausgeschaltet
5. Drücken Sie fünfmal auf die Ein-/Aus-Taste: Das Gerät schaltet sich aus
6. Die rote LED-Lampe blinkt für 10 Sekunden: Schwache Batterie
7. Die rote LED-Lampe blinkt ständig: Aufladevorgang

8. Die LED-Lampe leuchtet beständig rot: Vollständig aufgeladen

HINWEIS: Nach 1 Minute schaltet sich das Gerät automatisch ab.

4.3. Anwendung

- Wählen Sie die für Ihren Hauttyp passende Bürste. Drücken Sie die Bürste behutsam auf den Befestigungspunkt, bis Sie einen Klick hören.
- Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit lauwarmem Wasser.
- Befeuchten Sie die Bürste mit lauwarmem Wasser und tragen Sie eine Reinigungs lotion auf die Bürste auf.



HINWEIS: Verwenden Sie Pure™ nur mit befeuchteter Bürste und befeuchtetem Gesicht, da es sonst zu Hautreizungen kommen könnte.

- Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein und wählen Sie die gewünschte Betriebsart.
- Pure™ startet automatisch in der Einstellung „Vibrationsfunktion, niedrige Geschwindigkeit“.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um die „Vibrationsfunktion, hohe Geschwindigkeit“ einzustellen.
- Drücken Sie die Taste dreimal, um die „Schwingfunktion, niedrige Geschwindigkeit“ einzustellen.
- Drücken Sie die Taste viermal, um die „Schwingfunktion, hohe Geschwindigkeit“ einzustellen.

HINWEIS: Wenn Sie während der Reinigungsbehandlung die Einstellung ändern, wird der Timer nullgestellt und startet erneut.

- Drücken Sie die Bürste behutsam auf den Bereich, den Sie behandeln möchten, und führen Sie sie in kreisförmigen Bewegungen nach oben. Meiden Sie empfindliche Hautpartien, wie beispielsweise um die Augen und auf den Lippen.

- Die empfohlene Behandlungszeit beträgt für jeden Bereich 10 Sekunden. Wir empfehlen die Reinigung in 6 Bereichen - Stirn, Nase, Kinn, linke Wange, rechte Wange und Hals.
- Die Gesichtsbürste schaltet nach 1 Minute automatisch ab und zeigt das Ende der Reinigung an.
- Spülen Sie Ihre Haut mit Wasser ab und tupfen Sie sie mit einem Handtuch trocken.

4.4. Behandlungsschema

- Für den täglichen Gebrauch.
- Verwenden Sie Pure™ nicht mehr als zweimal täglich, da dies zu Hautreizungen und Rötungen führen könnte.
- Pure™ dient zur Reinigung Ihrer Haut in nur 1 Minute. Es wird empfohlen, diese Zeitspanne nicht zu überschreiten.

5. Instandhaltung Ihres Pure™

5.1. Pflege Ihrer Gesichtsbürstenköpfe

- Reinigen Sie den Bürstenkopf nach jedem Einsatz. Nehmen Sie den Bürstenkopf vom Pure™, spülen und reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und einer milden Seife, um alle Ablagerungen, die sich vielleicht angesammelt haben, zu entfernen, schütteln Sie das Restwasser ab und trocknen Sie ihn mit einem Tuch – oder reiben Sie den Bürstenkopf mit eingeschaltetem Pure™ 5-10 Sekunden behutsam gegen ein Tuch.

Befestigen Sie während des Ladevorgangs keine nassen Bürstenköpfe am Pure™.


- Sorgen Sie dafür, dass sich keine Flüssigreiniger oder Feuchtigkeitsspender auf den Bürstenköpfen ansammeln.

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den normalen und den weichen Bürstenkopf alle 3 Monate zu ersetzen.
- Reinigen Sie die Gesichtsbürsten nicht im Spülwasser.

5.2. Bürstenkopf ersetzen

Ersatzbürsten sind im Handel erhältlich. Oder Sie bestellen sie direkt auf unserer Webseite www.silkn.eu.

- Um den Bürstenkopf zu befestigen, setzen Sie die Mitte des Bürstenkopfs auf den entsprechenden Befestigungspunkt auf dem Gerät.
- Üben Sie vorsichtig Druck auf die Mitte des Bürstenkopfs aus und drücken Sie solange nach unten, bis er einrastet. Um den Bürstenkopf zu entfernen, nehmen Sie die äußere Kunststoffhalterung des Bürstenkopfs in die eine Hand und den Gerätegriff in die andere und ziehen gleichmäßig hoch, bis er sich löst.




5.3. Instandhaltung Ihres Geräts und des Gesichtsbürsten-Ständers


- Trennen Sie Pure™ von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Teile von Pure™ kein Scheuermittel oder Chemikalien.
- Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn nach der Reinigung sofort mit einem Tuch ab.

- Reinigen Sie das Gerät oder andere Teile nie in der Geschirrspülmaschine.

6. Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursachen und Lösung
Mein Pure™ lässt sich nicht einschalten!	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Schließen Sie den Adapter am Gerät und am Stromnetz an und lassen Sie es vor dem nächsten Gebrauch mindestens 6 Stunden aufladen.
Mein Pure™ lädt nicht!	Vergewissern Sie sich, dass das Netzgerät richtig am Gerät und an der Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies bereits der Fall ist, ziehen Sie den Adapter-Stecker aus dem Gerät und stecken ihn wieder ein, um das Gerät vollständig zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an die Kundenservice.
Mein Pure™ schaltet sich ständig aus!	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Schließen Sie den Adapter am Gerät und am Stromnetz an und lassen Sie es vor dem nächsten Gebrauch mindestens 6 Stunden aufladen.

 Versuchen Sie nicht, Ihr Pure™-Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur von Silk'n® befugtes Personal ist dazu ausgebildet, Reparaturen an unseren Geräten ordnungsgemäß durchzuführen. Durch Öffnen wird das Gerät beschädigt und Ihre Garantie wird ungültig.

 Wenden Sie sich bitte an die Kundenservice von Silk'n®, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.

7. Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n® finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n®-Webseite: www.silkn.eu oder auf www.silkn.com. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n®-Servicezentrum in Ihrer Nähe.

Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Großbritannien	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Weitere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserer Kundenservice Anweisungen einzuholen. Sie kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unsere Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

9. Batterieentnahme

Um die Batterie von Pure™ zu entnehmen, muss das Gerät aufgebrochen werden. Nach diesem Verfahren funktioniert das Gerät nicht mehr, und es kann auch nicht repariert werden. Die Garantie erlischt, wenn das Gehäuse des Geräts aufgebrochen und die Batterie entnommen ist. Es wird dringend empfohlen, Schutzbrille und -handschuhe zu tragen.

Silk'n® haftet nicht für Körper- oder Materialschäden als Folge der Durchführung dieses Verfahrens.

Legen Sie das Handgerät zur Batterieentnahme auf eine harte, stabile Unterlage. Schlagen Sie mit einem Hammer auf beiden Seiten des Geräts die ganze Nahtstelle entlang.

Wenn die Nahtstelle hinreichend gebrochen ist, zerlegen Sie mit einer Zange oder einem Schraubenzieher das Gehäuse. Schrauben Sie die PCB (Platine) ab und entnehmen Sie die Batterie, indem Sie den Stecker von der PCB trennen.

10. Informationen zur Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung an einer Wiederverwertungsstelle, die verschiedene Materialien getrennt voneinander sortiert.



Produkte die mit diesem Symbol versehen sind, sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.









Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alte Batterien an einer lokalen Sammelstelle für Batterien zu entsorgen oder sie bei einem Batteriehändler zurückzugeben. Informationen darüber, wo alte Geräte kostenfrei entsorgt werden können, erhalten Sie von den Kommunalbehörden.

11. Technische Daten

Modell	H4101
Stromversorgung	Batterien 1x 3,7V; Li-Ion; 500mA
Nennleistung	Adapter-Ausgang 5VDC; 500mA
Geräteklassifizierung	Klasse II
Schutzart	IPX7

12. Zeichenerklärung

	Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie.
	Klasse II - Der Adapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
	Schaltnetzteil.
	Ausschließlich für Gebrauch in Gebäuden.
	Enthält einen ausfallsicheren Transformator.
	Energiewirkung des Adapters: Grad 6
IP20	Der Adapter ist gegen das Eindringen von Gegenständen über 2,5 mm Durchmesser, wie beispielsweise Finger, geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.
Tous droits réservés. Date d'impression : 05/2016

Mentions légales

InnoEssentials International se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou à leurs spécifications afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la faisabilité de fabrication.

Tous les renseignements fournis par InnoEssentials International sont considérés comme étant exacts et fiables au moment de leur publication. InnoEssentials décline néanmoins toute responsabilité en ce qui concerne leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de InnoEssentials International.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de InnoEssentials International.

Des données pourront être modifiées sans préavis.

InnoEssentials International détient des brevets et des brevets en instance, des marques de commerce, des droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document.

La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec InnoEssentials International.

Les spécifications pourront être modifiées sans préavis.

MISE EN GARDE !




- Avant d'utiliser votre Pure™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel de l'utilisateur dans son intégralité. Prêtez une attention particulière aux procédures d'utilisation et de fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'aux procédures post-utilisation. Veuillez lire tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et suivez-les rigoureusement lorsque vous l'utilisez.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou informés sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil Pure™ ne peut être utilisé qu'avec les fixations appropriées, telles qu'elles sont décrites dans ce manuel.
- Veuillez ne pas modifier ce produit, ou ouvrir les éléments scellés de cet appareil, car ceci annulerait automatiquement votre garantie et vos droits au remplacement ou au remboursement.

Table des matières

1.	Sécurité avec Pure™	37
2.	Qu'est-ce que l'appareil Pure™ ?	40
2.1.	Description de l'appareil Pure™	40
2.2.	Contenu du coffret.....	41
2.3.	Utilisation prévue de Pure™	41
3.	N'utilisez pas Pure™ dans les cas suivants	41
4.	Pour commencer	42
4.1.	Charger l'appareil	42
4.2.	Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement.....	43
4.3.	Comment utiliser.....	43
4.4.	Programme de soins	45
5.	Entretien de votre Pure™	45
5.1.	Entretien des têtes de votre brosse spécial visage	45
5.2.	Remplacer les têtes de brosse.....	45
5.3.	Entretien de votre brosse spécial visage et son socle	46
6.	Dépannage	47
7.	Service à la clientèle	47
8.	Informations de garantie	48
9.	Retirer la pile	48
10.	Informations sur l'élimination du produit	49
11.	Spécifications	50
12.	Signes et symboles	50

1. Sécurité avec Pure™

- L'étanchéité de votre Pure™ a été testée et correspond à la norme IPX7. Ceci signifie que votre appareil est étanche et qu'il peut être utilisé sous la douche ou pendant un bain.

 **AVERTISSEMENTS ! N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est PAS résistant à l'eau !**

- À utiliser exclusivement en usage externe. Ne pas laisser l'appareil à portée de mains des enfants et ne l'utilisez que conformément aux instructions de ce manuel.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil Pure™.
- Évitez tout contact avec les yeux.
- N'appliquez pas votre Pure™ sur la peau délicate qui se trouve autour des yeux.
- Comme avec tout produit, cessez d'utiliser l'appareil en cas d'éruptions cutanées, de rougeurs ou de démangeaisons survenues pendant ou après utilisation. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Il est préférable que les personnes souffrant d'acné

ou de toute autre affection cutanée consultent un médecin avant d'utiliser ce produit. N'utilisez pas l'appareil sur des zones du visage douloureuses ou sur des blessures.

- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un stimulateur cardiaque.
- Si vous souffrez d'un trouble médical quelconque, ou d'une sensibilité à quoi que ce soit, consultez votre médecin avant d'utiliser Pure™.
- Ne laissez pas l'appareil allumé lorsque vous ne l'utilisez pas. Rangez-le dans un endroit sûr et sec.
- N'utilisez jamais l'adaptateur de votre Pure™ si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau.
- Ne pas poser ou ranger le dispositif et le câble du chargeur dans un endroit où ils risquent de tomber ou d'être précipités dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.

⚠ MISE EN GARDE ! N'essayez pas de saisir le dispositif ou le câble du chargeur du dispositif s'ils sont tombés dans l'eau : débranchez immédiatement, avant de les récupérer. Ne pas débrancher l'appareil peut entraîner un choc électrique !

- En cas de fuite de la pile, veuillez éviter tout contact avec la peau, les yeux et les membranes muqueuses. Si nécessaire, rincez à l'eau les zones affectées et consultez un médecin.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Votre appareil Pure™ est équipé d'un dispositif de protection de surcharge. Vous pouvez donc laisser l'appareil branché à l'adaptateur de courant en toute sécurité sans risquer de l'endommager.
- La pile doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.
- Pendant la procédure de retrait de la pile, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- Pour comprendre comment enlever la pile, veuillez-vous reporter à la section 'Retrait de la Pile'.
- La pile doit être éliminée d'une manière sécuritaire.
- Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile. Ne jetez pas de piles usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

- Les piles internes ne peuvent pas être remplacées. Pour éliminer les piles dans le respect de l'environnement, il convient de remettre le dispositif intégral à votre centre de recyclage local.


2. Qu'est-ce que l'appareil Pure™ ?

L'appareil Pure™ est une brosse nettoyante de peau électrique portable qui utilise une tête de brosse actionnée par une oscillation manuelle à grande vitesse et à haute fréquence.

La brosse à microfibres de l'appareil Pure's™ élimine de manière efficace la couche superficielle de la peau qui est constituée de cellules sèches et écaillées. Elle élimine les impuretés incrustées dans les pores ainsi que les débris nichés dans les plis des rides et ridules au moyen de vibrations, afin de contribuer à adoucir la surface de la peau.

Grâce à ses 2 réglages possibles, Pure™ est très adaptable : vous pouvez nettoyer votre peau sur le réglage souhaité et également masser votre peau pour améliorer votre circulation sanguine.

2.1. Description de l'appareil Pure™



2.2. Contenu du coffret

- Dispositif
- 2 têtes de brosse
- Socle de support de la brosse spécial visage
- Adaptateur de courant
- Ce mode d'emploi

2.3. Utilisation prévue de Pure™

Pure™ est un appareil en vente libre destiné à être utilisé pour le nettoyage de la peau du visage. Pure™ enlève jusqu'à 6 fois plus de produits de maquillage que le nettoyage manuel.

FR

3. N'utilisez pas Pure™ dans les cas suivants

- Avec des fixations ou accessoires non recommandés par Silk'n®.
- Le boîtier de l'appareil est endommagé.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il est allumé.
- Il ne fonctionne pas correctement ou il semble abîmé.
- La coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- Vous remarquez une tache orange ou marron autour de la prise de l'adaptateur.
- La tête de la brosse a été endommagée ou doit être remplacée.
- Le point de fixation de la brosse est endommagé et la tête de brosse ne peut pas y être fixée correctement.

Veillez contacter le service clientèle de Silk'n®.

4. Pour commencer

4.1. Charger l'appareil

Avant la première utilisation de Pure™, l'appareil doit être complètement chargé. Il est possible qu'une charge résiduelle soit toujours présente dans l'appareil suite aux procédures de contrôle qualité, cependant le dispositif doit être complètement chargé avant sa première utilisation afin de préserver l'énergie de la batterie.

i Avant de charger le dispositif, assurez-vous qu'il soit complètement sec.

- Branchez la fiche de l'adaptateur de courant fourni. Un voyant rouge va clignoter, indiquant que le dispositif est en cours de chargement. Une lumière constante indique que la charge est complète.
- Lorsque vous chargez le dispositif pour la première fois, même si le voyant affiche une lumière rouge constante, vous devez charger le dispositif pendant 3 heures afin d'obtenir une charge complète avant la première utilisation.
- Pure™ est doté d'un système de protection de surcharge pour que le dispositif puisse rester toujours chargé. Silk'n® recommande de débrancher le chargeur et de le garder rangé dans un endroit qui vous convient après chaque chargement complet, et de ne le ressortir que lorsqu'un nouveau chargement est nécessaire.
- Vous pouvez ranger Pure™ dans le socle de la brosse spécial visage, fixé sur une surface, lorsqu'il n'est pas en cours de chargement.



IMPORTANT : Assurez-vous que l'appareil soit complètement sec avant de le charger. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, chargez votre Pure™ pendant 6 heures avant la première utilisation.

4.2. Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement

1. Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF : Mode vibrations, petite vitesse ; le voyant LED rouge est éteint
2. Appuyer deux fois sur le bouton ON/OFF : Mode vibrations, grande vitesse ; le voyant LED rouge est éteint
3. Appuyer trois fois sur le bouton ON/OFF : Mode pulsations, petite vitesse ; le voyant LED rouge est éteint
4. Appuyer quatre fois sur le bouton ON/OFF : Mode pulsations, grande vitesse ; le voyant LED rouge est éteint
5. Appuyer cinq fois sur le bouton ON/OFF : Le dispositif s'éteint
6. Le voyant LED rouge clignote pendant 10 secondes : Pile faible
7. Le voyant LED rouge clignote de façon continue : L'appareil est en cours de chargement
8. Le voyant LED rouge est allumé en continu : La charge est complète

VEUILLEZ NOTER : Après un délai de 1 minute, le dispositif s'éteint automatiquement.

4.3. Comment utiliser

- Sélectionnez la brosse qui correspond à votre type de peau. Positionner la brosse sur son point de fixation et appuyez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
- Humidifiez votre visage à l'eau tiède.



- Humidifiez la brosse à l'eau tiède et appliquez une lotion nettoyante sur la brosse.

VEUILLEZ NOTER LES POINTS SUIVANTS : N'utilisez pas l'appareil Pure™ sans mettre d'eau ni sur la brosse ni sur votre visage, car ceci peut causer une irritation de la peau.

- Allumez le dispositif en appuyant sur le bouton ON/OFF et sélectionnez le mode de fonctionnement désiré.
- Pure™ s'allumera automatiquement sur le réglage 'Mode vibrations, petite vitesse'.
- Appuyez sur le bouton deux fois pour le réglage 'Mode vibrations, grande vitesse'.
- Appuyez sur le bouton trois fois pour le réglage 'Mode pulsations, petite vitesse'.
- Appuyez sur le bouton quatre fois pour le réglage 'Mode pulsations, grande vitesse'.

VEUILLEZ NOTER : Si vous changez de réglage en cours de traitement nettoyant, le minuteur se remettra à zéro et reprendra du début.

- Appuyez doucement la brosse contre la zone que vous désirez traiter et faites-lui suivre un mouvement circulaire ascendant. Faites en sorte d'éviter les zones de peau délicate, par exemple le contour des yeux et des lèvres.
- La durée recommandée de traitement par zone est de 10 s. Nous recommandons le nettoyage de 6 zones : front, nez, menton, joue gauche, joue droite et cou.
- La brosse spécial visage s'éteindra automatiquement au bout d'1 minute, indiquant la fin du traitement.
- Rincez votre visage à l'eau et séchez en tamponnant avec une serviette.

4.4. Programme de soins

- Utilisez quotidiennement.
- N'utilisez pas Pure™ plus de deux fois par jour, car ceci risque d'irriter la peau et d'entraîner des rougeurs.
- Pure™ est conçu pour nettoyer votre peau en 1 minute seulement. Nous vous recommandons de ne pas excéder cette durée.

5. Entretien de votre Pure™

FR

5.1. Entretenir les têtes de votre brosse spécial visage

- Nettoyer la tête de brosse après chaque utilisation. Enlevez la tête de brosse de l'appareil Pure™, rincez-la avec de l'eau chaude et un savon doux afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'y accumuler, secouez vivement pour éliminer l'excès d'eau et essuyez au moyen d'une serviette, ou bien frottez doucement la tête de brosse sur une serviette pendant une durée de 5 à 10 secondes en gardant votre appareil Pure™ allumé.

Ne fixez pas une tête de brosse mouillée à votre Pure™ pendant la procédure de chargement électrique.



- Veillez à ce qu'aucun nettoyant liquide ou pommade hydratante ne s'accumulent sur les têtes de brosse.
- Pour des résultats optimums, nous vous recommandons de changer les têtes de brosses Regular et Soft tous les 3 mois.
- Ne nettoyez pas les brosses spécial visage en les passant au lave-vaisselle.

5.2. Remplacer les têtes de brosse

Des brosses de rechange peuvent être obtenues auprès de votre revendeur, ou peuvent être commandées directement sur le site internet www.silkn.eu.

- Pour fixer une tête de brosse, positionnez le centre de la tête de brosse sur le point de fixation qui lui correspond sur le dispositif.

- Appuyez doucement sur le centre de la tête de brosse et pressez vers le bas jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.
- Pour enlever la tête de brosse, saisissez la base en plastique extérieure de la tête de brosse dans une main et la poignée du dispositif dans l'autre main, puis tirez les dans des directions opposées et de façon égale jusqu'à ce qu'elle se détache.



5.3. Entretien votre brosse spécial visage et son socle

- Débranchez votre Pure™ avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez aucun élément de l'appareil Pure™ au moyen de produits nettoyants ou de produits chimiques abrasifs.
- Nettoyez la poignée au moyen d'un chiffon humide - utilisez un détergent doux et séchez à l'aide d'une serviette immédiatement après le nettoyage.
- Ne nettoyez pas le dispositif, ni aucun autre élément en les passant au lave-vaisselle.

6. Dépannage

Anomalies	Causes possibles et solutions
Mon appareil Pure™ ne démarre pas !	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l'adaptateur au dispositif, branchez-le au réseau électrique, et laissez-le se charger pendant 6 heures avant de le ré-utiliser.
Mon appareil Pure™ ne se recharge pas !	Assurez-vous que l'adaptateur de courant soit correctement connecté au dispositif et à la prise de courant du réseau électrique. Si les connexions s'avèrent adéquates, déconnectez l'adaptateur du dispositif et reconnectez-le pour réinitialiser complètement le dispositif. Si le problème persiste, veuillez vous adresser au Service à la clientèle.
Mon Pure™ s'éteint sans arrêt !	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l'adaptateur au dispositif, branchez-le au réseau électrique, et laissez-le se charger pendant 6 heures avant de le ré-utiliser.



N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre dispositif Pure™. Seuls les membres autorisés du personnel de Silk'n® ont reçu une formation leur permettant de réparer correctement nos appareils. Ouvrir le dispositif va l'endommager et aura pour effet d'annuler votre garantie.



Veuillez contacter le Service à la clientèle Silk'n® si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

7. Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n®, veuillez visiter votre site Internet Silk'n® local : www.silkn.eu ou www.silkn.com. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez

contacter votre Service à la clientèle Silk'n® le plus proche.

Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

FR

8. Informations de garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

9. Retirer la pile

Pour retirer la pile de Pure™, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni

fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la pile retirée. Il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection et des gants.



Silk'n® n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la pile, posez l'unité portable sur une surface dure et résistante. A l'aide d'un marteau, tapez sur l'appareil au niveau du joint, et continuer à marteler tout au long du joint des deux côtés de l'appareil.

Lorsque le joint est suffisamment cassé, démontez le boîtier à l'aide de pinces et d'un tournevis. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la pile en débranchant la prise de la CCI.

10. Informations sur l'élimination du produit

Mettez l'emballage au rebut à un point de recyclage qui trie les matériaux par type.







	Les produits marqués avec ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu(e) de jeter les vieux appareils séparément des ordures ménagères.
	Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu(e) de jeter toutes les piles à un point de collecte des autorités locales ou de les rendre à un revendeur de piles. Des informations sur l'endroit où les vieux appareils peuvent être jetés gratuitement sont disponibles auprès des autorités locales.

11. Spécifications

Modèle	H4101
Alimentation	Piles 1x 3.7 V ; Li-ion ; 500 mA
Puissance nominale	Sortie adaptateur 5 Vdc ; 500 mA
Classification de l'appareil	Classe II
Protection	IPX7

FR

12. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences de la directive de la CE.
	Classe II - L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
	Bloc d'alimentation en électricité à découpage.
	À utiliser exclusivement en intérieur.
	Comprend un transformateur à sécurité intégrée.
	L'efficacité énergétique de l'adaptateur est de niveau 6.
IP20	L'adaptateur est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Alle rechten voorbehouden. Datum van druk: 05/2016

Juridische mededeling

InnoEssentials International behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan zijn producten of specificaties om de prestaties, de betrouwbaarheid of maakbaarheid te verbeteren.

De informatie verstrekt door InnoEssentials International wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn op het ogenblik van de publicatie. Niettemin draagt InnoEssentials International geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Geen enkele licentie wordt toegekend door haar implicatie of op eender welke andere manier volgens eender welk recht of octrooirecht van InnoEssentials International.

Geen enkel deel van dit document mag op eender welke wijze worden gereproduceerd of doorgeseind op eender welke wijze, zij het elektronisch of mechanisch, zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van InnoEssentials International.

De gegevens zijn onderworpen aan veranderingen zonder kennisgeving.

InnoEssentials International heeft patenten en aanvragen voor patenten in procedure, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken.

Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkel recht op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke overeenkomst met InnoEssentials International. Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

WAARSCHUWING!



- Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u de Pure™ voor de eerste keer gebruikt. Besteed speciale aandacht aan de procedures voor gebruik en werking van het toestel en de procedures na gebruik. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften vóór gebruik, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik Pure™ uitsluitend met de aangepaste hulpstukken zoals beschreven in dit gebruikershandboek.
- Breng geen wijzigingen aan dit product aan noch open verzegelde delen van het toestel, anders worden uw waarborg en rechten op vervanging of terugbetaling automatisch vernietigd.


Inhoudsopgave

NL

1. Veiligheid met Pure™	54
2. Wat is Pure™	57
2.1. Pure™ apparaat beschrijving	57
2.2. Inhoud van de verpakking	57
2.3. Pure™ bedoeld gebruik	58
3. Gebruik Pure™ niet indien	58
4. Opstarten	58
4.1. Laden	58
4.2. Indicatielamp en functie-instellingen	59
4.3. Gebruiksaanwijzingen	60
4.4. Behandelingsschema	61
5. Onderhoud van uw Pure™	61
5.1. Zorgen voor uw borstelkoppen	61
5.2. Vervanging van borstelkop	62
5.3. Zorgen voor uw apparaat en borstelhouder	62
6. Oplossen van problemen	63
7. Klantenservice	64
8. Informatie over waarborg	64
9. Verwijderen van batterij	65
10. Instructies voor verwijdering	66
11. Technische gegevens	66
12. Tekens en symbolen	67

1. Veiligheid met Pure™

- Uw Pure™ werd getest op waterdichtheid in de mate gedekt door IPX7. Dit betekent dat uw toestel waterdicht is en geschikt voor gebruik onder het stortbad of bij het nemen van een bad.

 **WAARSCHUWING!** Houd de adapter weg van water. De adapter is NIET waterdicht!

NL

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren en alleen gebruiken volgens de richtlijnen van dit handboek.
- Voor hygiënische redenen raden wij u aan om Pure™ niet te delen met anderen.
- Vermijd contact met de ogen.
- Gebruik Pure™ niet op de gevoelige huid rond de ogen.
- Zoals bij elk product, stop het gebruik indien u huiduitslag, roodheid of jeuk ervaart gedurende of na gebruik. Raadpleeg een dokter indien de irritatie aanhoudt.
- Iedereen die lijdt aan acne of eender welke andere huidaandoening, dient een arts te raadplegen vooraleer dit product te gebruiken. Niet gebruiken op

ontstoken of gekwetste zones.

- Gebruik Pure™ niet indien u een pacemaker draagt.
- Indien u aan eender welke medische omstandigheid of eender welke gevoeligheid lijdt, raadpleeg uw arts vooraleer Pure™ te gebruiken.
- Laat het apparaat niet aan als het niet in gebruik is. Bewaar het op een veilige en droge plaats.
- Gebruik nooit de Pure™ adapter indien de snoer of plug, beschadigd is, indien het niet goed werkt of indien het ondergedompeld is geweest in water.
- Plaats of bewaar het apparaat en de snoer niet waar het kan vallen of uitgetrokken worden in een kuip, gootsteen, water of eender welk e andere vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING! Als het apparaat of snoer in het water is gevallen eerst de stroom uitschakelen alvorens het apparaat te pakken om een elektrische schok te voorkomen.

- Indien een batterij is uitgelopen, vermijd contact met de huid, de ogen en slijmvliezen. Indien nodig, de aangetaste zones spoelen met water en medische hulp zoeken.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt met de voeding-eenheid die met het toestel wordt geleverd.

- Uw Pure™ bevat een bescherming tegen overbelasting. Dat betekent dat u gerust w toestel kan aangesloten laten aan uw adapter zonder risico voor schade.
- De batterij dient verwijderd te worden van het apparaat vooraleer het weggegooid wordt.
- Het toestel dient uitgeschakeld te zijn van de elektrische voeding bij het verwijderen van de batterij.
- Betreffende de details over he de batterij te verwijderen, gelieve de sectie te raadplegen "verwijdering batterij".
- De batterij dient veilig afgevoerd te worden.
- Aandacht dient besteed aan de aspecten van milieuverontreiniging bij het afvoeren van de batterij. Gooi gebruikte batterijen niet in een vuilnisbak. Gelieve uw verkoper te raadplegen om het milieu te beschermen.
- Inwendige batterijen kunnen niet vervangen worden. Om de batterijen af te voeren, is de recyclage van het volledige toestel vereist bij uw lokaal recyclagecentrum en dit is goed voor het milieu.

2. Wat is Pure™


Pure™ is een klein elektrisch hand-apparaat om de huid te reinigen dat een borstelkop gebruikt dat gevoed wordt door een hoge-snelheid, hoogfrequentie manuele oscillatie.

De micro-vezel borstel van Pure™ is efficiënt bij het wegnemen van de buitenlaag van droge en vlokkelijke huidcellen. Deze licht onzuiverheden van de poriën en de opbouw van resthuidjes binnen de plooien van dunne lijnen en rimpels door middel van vibraties om de oppervlakte van de huid te helpen glad maken.

Met zijn 2 instelwaarden bezit de Pure™ een hoge multi-functionaliteit - dit laat toe uw huid te reinigen volgens uw gewenste instelling en om uw huid te masseren om uw bloedcirculatie te verbeteren.

NL

2.1. Pure™ apparaat beschrijving



2.2. Inhoud van de verpakking

- Apparaat
- 2 borstelkoppen
- Borstelhouder
- Adapter elektrisch vermogen
- Dit bedieningshandboek

2.3. Pure™ bedoeld gebruik

Pure™ is een over-the-counter apparaat bedoeld voor het reinigen van de huid van het gezicht. Pure™ verwijdert 6 maal meer make-up dan manuele reiniging.

3. Gebruik Pure™ niet indien

- Bepaalde hulpstukken of accessoires niet aanbevolen zijn door Silk'n®.
- De huls beschadigd is.
- U ziet of ruikt rook wanneer het toestel wordt gestart.
- Het niet goed werkt of beschadigd lijkt.
- Het omhulsel gebarsten is of uit elkaar valt.
- U oranje of bruine verkleuring ziet rond de fitting van de adapter.
- De borstelkop beschadigd werd of dient vervangen te worden.
- Het borstel-aanhechtingspunt beschadigd is en de borstelkop niet juist aankoppelt.

Gelieve de klantendienst van Silk'n® te contacteren.

4. Opstarten

4.1. Laden

Vóór het eerste gebruik, dient de Pure™ volledig opgeladen te zijn. Bepaalde residu-lading kan nog overblijven in het apparaat als gevolg van procedures van kwaliteitscontrole, maar het apparaat dient volledig opgeladen te zijn vóór het eerste gebruik om de batterij-levensduur te behouden.



Vooraleer het apparaat op te laden, verzeker u dat het volledig droog is.

- Insteken van de plug van de geleverde vermogens-adapter. Een rode lamp zal knipperen om aan te duiden dat het toestel aan het opladen is. Een volle lading wordt aangeduid door een constant licht.
- Indien u oplaadt voor de eerste keer maar de oplading-lamp is constant rood - dient u nog steeds het apparaat op te laden gedurende 3 uur om een volle lading te bekomen vóór eerste gebruik.
- Pure™ is uitgerust met een beschermingssysteem tegen overlading zodat het apparaat steeds in oplading mag staan. Silk'n® geeft de raad om de oplaad-adapter te ontkoppelen en behoorlijk te bergen na elke volledige lading totdat herladen nodig is.
- U kan Pure™ in de aangezicht-borstel-stand laten als een top-stand van de teller bij niet opladen.



BELANGRIJK: Verzekert u dat het apparaat volledig droog is alvorens op te laden. Voor de beste resultaten, laad uw Pure™ gedurende 6 uren op vóór eerste gebruik.

4.2. Indicatielamp en functie-instellingen

1. Druk één maal op de knop On/Off: Vibratie-functie, lage snelheid; rode LED lamp is uit
2. Druk twee maal op de knop On/Off: Vibratie-functie, hoge snelheid; rode LED lamp is uit

3. Druk drie maal op de knop On/Off: Pulsatie-functie, lage snelheid; rode LED lamp is uit
4. Druk vier maal op de knop On/Off: Pulsatie-functie, hoge snelheid; rode LED lamp is uit
5. Druk vijf maal op de knop On/Off: Het apparaat wordt uitgeschakeld
6. Rode LED-lamp pinkt gedurende 10 seconden: Lage batterij
7. Rode LED-lamp brandt voortdurend: In lading
8. Constant rode LED-lamp: Volle lading

TER INFORMATIE: Na 1 minuut schakelt het apparaat automatisch uit.

NL

4.3. Gebruiksaanwijzingen

- Selecteer de borstel die gepast is voor uw huidtype. Schuif zachtjes de borstel tot op het borstel aanhechtingspunt tot u een klik hoort.
- Bevochtig uw gelaat met lauw water
- Bevochtig de borstel met lauw water en bekleed een reiniging-lotion op de borstel.



TER INFORMATIE: Gebruik nooit Pure™ zonder water op de borstel en uw gelaat want dit kan huidirritatie veroorzaken.

- Schakel het apparaat in door te drukken op de knop On/Off en selecteer de gewenste modus.
- Pure™ zal automatisch starten in de instelling "Vibratie-functie, lage snelheid".
- Druk twee maal op de knop voor de instelling "Vibratie-functie, hoge snelheid".
- Druk drie maal op de knop "Pulsatie-functie, lage snelheid.
- Druk vier maal op de knop "Pulsatie-functie, hoge snelheid".

TER INFORMATIE: Indien u de instelling wijzigt tijdens de reinigingsbehandeling, zal de klok terug op nul worden gebracht en opnieuw starten.

- Druk de borstel zachtjes naar de zone die je wenst te behandelen en beweeg deze in een opwaartse cirkelvormige beweging. Tracht delicate huidoppervlakken te vermijden, zoals rond de ogen en op de lippen.
- De aanbevolen behandelingstijd per zone is 10 seconden. We bevelen aan te reinigen in 6 secties - voorhoofd, neus, kin, linker wang, rechter wang en nek.
- De gelaatsborstel zal automatisch uitschakelen na 1 minuut, met aanduiding van het einde van de reinigingsbehandeling.
- Spoel uw huid met water en streek droog met een handdoek.

NL

4.4. Behandelingsschema

- Voor dagelijks gebruik.
- Gebruik Pure™ niet meer dan twee keer per dag daar dit de huid kan irriteren en roodheid veroorzaken.
- Pure™ is ontworpen om ju huid te reinigen in precies 1 minuut. Onze aanbeveling is deze tijd niet te overschrijden.

5. Onderhoud van uw Pure™

5.1. Zorgen voor uw borstelkoppen

- Reinig de borstelkop na elk gebruik. Verwijder de borstelkop van Pure™, spoel deze netjes met warm water en zachte zeep om elke opbouw te verwijderen die zou kunnen opgestapeld zijn, schud het wateroverschot af en droog met handdoek – of wrijf zachtjes de borstelkop tegen een handdoek gedurende 5-10 seconden terwijl Pure™ aangeschakeld is.



Maak geen natte borstelkoppen vast aan Pure™ terwijl u oplaadt.

- Laat niet toe dat vloeibare reinigingsmiddelen of bevochtigers zich opstapelen op de borstelkoppen.
- Voor de beste resultaten, raden we aan de Reguliere en de Zachte borstelkoppen te vervangen na elke 3 maanden.
- Reinig de gelaatsborstels niet door deze in de vaatwasmachine te wassen.

5.2. Vervanging van borstelkop

Reserveborstels kunnen bekomen worden via de kleinhandel waar u het apparaat hebt gekocht of kunnen worden besteld rechtstreeks op onze website www.silkn.eu.

- Om een borstelkop vast te hechten, plaats het centrum van de borstel op het overeenkomstig passend borstel-aanhechtingspunt dat zich op het apparaat bevindt.
- Druk zachtjes op het centrum van de borstelkop en druk naar beneden tot deze op de juiste plaats inklikt.
- Om de borstelkop te verwijderen, grijp gewoon de buitenste plastic-basis van de borstelkop in een hand en de steel van het apparaat in de andere hand en duw deze omhoog tot deze losspringt.




5.3. Zorgen voor uw apparaat en borstelhouder

- Schakel uw Pure™ uit van de stroom vooraleer deze te reinigen.
- Gebruik geen bijtend reinigingsmiddel of chemische producten om eender welk deel te reinigen van Pure™.

- Reinig de steel met een vochtige doek – gebruik een zacht zeepmiddel en droge handdoek onmiddellijk na reiniging.
- Reinig het apparaat of eender welk onderdeel niet in de vaatwasmachine.

6. Oplossen van problemen

Storing	Mogelijke oorzaken en oplossing
Mijn Pure™ start niet!	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Verbind de adapter aan het apparaat en de netvoeding en laat het opladen gedurende tenminste 6 uren vóór zijn volgend gebruik.
Mijn Pure™ laadt niet op!	Verzekert u dat de stroom adapter correct aangesloten is aan het apparaat en de vermogensuitgang aan de contactstop. Indien dit reeds zo is, neem de adapter-plug uit het apparaat en vervang deze om het apparaat volledig opnieuw in te stellen. Indien dit niet helpt, gelieve de klantenservice te contacteren.
Mijn Pure™ sluit voortdurend af!	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Verbind de adapter aan het apparaat en de netvoeding en laat het opladen gedurende tenminste 6 uren vóór zijn volgend gebruik.

 **Probeer uw Pure™-apparaat niet te openen of te repareren. Enkel bevoegd Silk'n®-personeel bezit de opleiding om onze apparaten correct te herstellen. Het openen van het apparaat zal het beschadigen en uw waarborg vernietigen.**

 **Neem contact op met de Silk'n® klantenservice als je een kapot of beschadigd apparaat hebt dat gerepareerd dient te worden.**

7. Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n®, bezoek uw regionale Silk'n® website: www.silkn.eu or www.silkn.com. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze bijstand nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n® dienstencentrum te contacteren.

Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Land	Dienstnummer	E-mail:
België	0900 -25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891 -655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900 -2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
VK	0906 -2130009	customercaereuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Informatie over waarborg

Dit product is gedekt door een waarborg van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. In geval u een waarborg wenst op te eisen, verzeker u om uw klantendienst te contacteren voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

9. Verwijderen van batterij

Om de batterij te verwijderen van Pure™, moet het apparaat stuk gemaakt worden. Het apparaat zal niet meer werken na deze procedure, en kan niet meer hersteld worden. Elke waarborg zal nietig zijn indien de huls van het apparaat gebroken is en de batterij is weggenomen. Er wordt streng aanbevolen veiligheidsbril en dito handschoenen te dragen.

Silk'n® is niet verantwoordelijk voor enig fysische of materiële schade ten gevolge van het uitvoeren van deze procedure.

Om de batterij te verwijderen, plaats de hand-eenheid op een harde, stevige oppervlakte. Gebruik een hamer om het apparaat te breken in de naad en doe dit verder langs de volledige naad aan beide zijden van het apparaat.

Eenmaal de naad voldoende gebroken is, gebruik klemhaken of een schroevendraaier om de huls te breken. Schroef de PCB los (printed circuit board) en verwijder de batterij door de plug los te maken van de PCB.

10. Instructies voor verwijdering







Lever de verpakking in bij een inzamelpunt waar materialen per type worden gescheiden voor recycling.

	Producten die voorzien zijn van dit symbool mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid! U bent wettelijk verplicht om uw oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval weg te gooien.
	Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. U bent wettelijk verplicht om uw oude batterijen in te leveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een winkel waar batterijen worden verkocht. Informatie over de locaties waar u uw oude apparaten kosteloos kunt inleveren, wordt verstrekt door de lokale autoriteiten.

11. Technische gegevens

Model	H4101
Spanningsvereisten	Batterijen 1x 3.7V; Li-ion; 500mA
Nominaal vermogen	Adapter uitgang 5Vdc; 500mA
Apparaat classificatie	Klasse II.
Bescherming	IPX7

12. Tekens en symbolen

	Producten gemerkt met dit symbool vervullen de vereisten van de EG-richtlijn.
	Klasse II - De adapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schok door middel van een dubbele isolatie.
	Stroomtoevoer schakelaar
	Uitsluitend voor gebruik binnen.
	Bevat een "failsafe" transformator.
	Adapter Energie Efficiëntie niveau 6.
IP20	De adapter is beschermd tegen de toegang van voorwerpen groter dan 2,5mm diameter, zoals vingers, om te beschermen tegen elektrische schok.

Derechos de autor 2016 © InnoEssentials International. Todos los derechos reservados.

Fecha de impresión: 05/2016

Aviso legal

InnoEssentials International se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación.

La información facilitada por InnoEssentials International se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, InnoEssentials International no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de InnoEssentials International.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de InnoEssentials International.

Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

InnoEssentials International cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento.

La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con InnoEssentials International.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¡PRECAUCIÓN!




- Previamente al uso de Pure™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario. Se debe prestar especial atención a los procedimientos para el uso y funcionamiento del dispositivo y los procedimientos para después del uso. Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad, antes de usar el producto y respételas estrictamente cuando se utiliza.
- Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad o adultos y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del dispositivo de un modo seguro y comprendan los riesgos que involucra.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Utilice el Pure™ únicamente con los anexos adecuados, tal como se describe en este manual.
- No lleve a cabo ninguna modificación en este producto ni abra las partes selladas del dispositivo; si lo hace, quedará anulada automáticamente la garantía y su derecho a la reposición o el reembolso.^w

Índice

1. Seguridad con el Pure™	71
2. Qué es el Pure™	73
2.1. Descripción del dispositivo Pure™	74
2.2. Uso previsto del Pure™	75
3. No utilice el Pure™ en los siguientes casos:	75
4. Primeros pasos	75
4.1. Carga	75
4.2. Cómo usar el producto	77
4.3. Régimen de tratamiento	78
5. Mantenimiento del Pure™	78
5.1. Cuidado de los cabezales de cepillo facial	78
5.2. Sustitución de los cabezales de cepillo	79
5.3. Cuidado del dispositivo y del soporte del cepillo facial	80
6. Resolución de problemas	80
7. Atención al Cliente	81
8. Información sobre la garantía	81
9. Cómo retirar la batería	82
10. Información sobre la eliminación	83
11. Especificaciones	83
12. Signos y símbolos	84

1. Seguridad con el Pure™


- El Pure™ ha sido sometido a prueba en cuanto a su permeabilidad al agua, en la medida que lo determina IPX7. Esto significa que el dispositivo es resistente al agua y que se puede usar en la ducha o durante el baño.

 ¡ADVERTENCIA! Mantenga el adaptador alejado del agua. ¡El adaptador NO es resistente al agua!

- Para uso externo únicamente. Manténgase fuera del alcance de los niños y utilícese exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el Pure™ con otras personas.
- Evite el contacto con los ojos.
- No utilice el Pure™ sobre la delicada piel que rodea los ojos.
- Como con cualquier otro producto, debe dejar de utilizarlo si sufre erupciones cutáneas, enrojecimiento o picores durante su uso o después del mismo. Si la irritación persiste, acuda al médico.

ES

- Las personas que padezcan acné o cualquier otra afección cutánea deben consultar al médico antes de usar este producto. No usar en zonas con heridas o lesiones.
- No utilice el Pure™ si lleva un marcapasos.
- Si padece algún trastorno médico o algún tipo de sensibilidad, consulte con su médico antes de usar el Pure™.
- No deje el dispositivo encendido cuando no lo utilice. Guárdelo en un lugar seguro y seco.
- No utilice nunca el adaptador del Pure™ si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua.
- No coloque ni guarde el dispositivo, ni el cable de carga, donde puedan caerse, ser empujados o caerse a una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua o líquido.

 ¡PRECAUCIÓN! No intente recoger el dispositivo o el cable cargador del mismo si han caído al agua; desenchufe el aparato de inmediato, antes de recogerlo. ¡Si no desenchufa el aparato, podría producirse una descarga eléctrica!

- Si la batería presenta fugas, evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. Si fuera necesario, lave con agua las zonas afectadas y acuda al médico.
- Solo debe utilizar el dispositivo con la fuente de alimentación que se suministra junto con el mismo.
- El Pure™ cuenta con un sistema de protección contra sobrecargas. Esto significa que puede dejar tranquilamente el dispositivo conectado al adaptador de corriente sin riesgo de que se estropee.
- Antes de desechar el dispositivo, se debe retirar la batería.
- Para retirar la batería del dispositivo, este se debe desconectar de la corriente eléctrica.
- Para conocer los detalles sobre cómo retirar la batería, consulte la sección "Cómo retirar la batería".
- La batería se debe desechar de un modo seguro.
- Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de baterías. No tire las baterías usadas al cubo de la basura. Comuníquese con su punto de venta para proceder respetando el medio ambiente.
- Las baterías internas no se pueden reemplazar. Para desechar estas baterías, deberá acudir a un punto de reciclaje local y desechar todo el aparato, respetando el medio ambiente.


2. Qué es el Pure™

El Pure™ es un dispositivo para la limpieza de la piel, de reducido tamaño, portátil y eléctrico. Los niveles de vibración y pulsación del cabezal de cepillo se pueden ajustar.

El cepillo de microfibras del Pure™ resulta eficaz a la hora de eliminar la capa externa de células cutáneas secas y escamosas. Elimina las impurezas del interior de los poros y los residuos acumulados en los pliegues de las líneas y arrugas finas por medio de vibraciones, lo que permite conseguir una superficie de la piel más suave.

El Pure™ cuenta con 2 ajustes que le confieren una gran versatilidad: podrá realizar la limpieza de la piel con el ajuste que desee, así como masajear la piel para mejorar la circulación sanguínea.

2.1. Descripción del dispositivo Pure™



2.2. Contenido del paquete

- Dispositivo
- Adaptador de corriente
- 2 cabezales de cepillo
- Este manual del usuario
- Soporte del cepillo facial

2.3. Uso previsto del Pure™

El Pure™ es un dispositivo que se vende sin receta, pensado para la limpieza de la piel de la cara. El Pure™ elimina hasta 6 veces más maquillaje que la limpieza manual.

3. No utilice el Pure™ en los siguientes casos:

- Si lleva anexos o accesorios no recomendados por Silk'n®.
- Si la carcasa está dañada.
- Si observa o huele humo al encenderlo.
- Si no funciona correctamente o parece estar dañado.
- Si la capa exterior está agrietada o se separa.
- Si observa un color naranja o marrón alrededor del receptáculo del adaptador.
- Si el cabezal de cepillo se ha dañado o necesita ser sustituido.
- Si el punto de colocación del cepillo está dañado y el cabezal de cepillo no se puede conectar correctamente.

Comuníquese con Atención al Cliente de Silk'n®.

4. Primeros pasos

4.1. Carga

Antes del primer uso, el Pure™ se debe cargar completamente. Es posible que quede cierta carga residual en el dispositivo como resultado de los procedimientos

de control de calidad, pero el dispositivo se debe cargar por completo antes del primer uso para preservar el ciclo de vida de la batería.



Antes de cargar el dispositivo, asegúrese de que esté completamente seco.

- Inserte el conector del adaptador de corriente suministrado. Una luz roja parpadeará indicando que el dispositivo se está cargando. Cuando la luz deja de parpadear y es constante, significa que ha finalizado la carga.
- Si está cargando el dispositivo por primera vez, aunque la luz roja de carga sea constante, deberá cargar el dispositivo durante 3 horas para conseguir una carga completa antes del primer uso.
- El Pure™ cuenta con un sistema de protección contra sobrecargas, por lo que el dispositivo se puede tener siempre. Silk'n® le recomienda desenchufar y guardar correctamente el adaptador de carga tras cada carga completa, hasta que necesite cargar de nuevo el dispositivo.
- Puede dejar el Pure™ en el soporte del cepillo facial como si se tratara de un soporte para mostrador, cuando no lo esté cargando.



IMPORTANTE: Antes de cargarlo, asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco. Para obtener los mejores resultados, cargue el Pure™ durante 6 horas antes del primer uso.

4.2. Indicador luminoso y ajuste de las funciones

1. Pulse una vez el botón de encendido/apagado: función de vibración, baja velocidad; luz LED roja apagada
2. Pulse dos veces el botón de encendido/apagado: función de vibración, alta velocidad; luz LED roja apagada
3. Pulse tres veces el botón de encendido/apagado: función de pulsación, baja velocidad; luz LED roja apagada
4. Pulse cuatro veces el botón de encendido/apagado: función de pulsación, alta velocidad; luz LED roja apagada
5. Pulse cinco veces el botón de encendido/apagado: el dispositivo se apaga
6. Luz LED parpadea en rojo durante 10 segundos: batería baja
7. Luz LED roja parpadea de forma continua: cargando
8. Luz LED roja se ilumina de forma constante: carga completada

TENGA EN CUENTA QUE: Al cabo de 1 minuto, el dispositivo se apaga automáticamente.

4.3. Cómo usar el producto

- Seleccione el cepillo adecuado según su tipo de piel. Empuje con suavidad el cepillo sobre el punto de colocación del mismo hasta que se oiga un chasquido.
- Humedézcase la cara con agua tibia.
- Moje el cepillo con agua tibia y aplíquelo una loción limpiadora.



TENGA EN CUENTA QUE: No utilice el Pure™ sin mojar con agua el cepillo ni la cara, ya que podría provocar una irritación en la piel.

- Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado y seleccione el modo que desee.

- El Pure™ se iniciará automáticamente con el ajuste “función de vibración, baja velocidad”.
- Pulse dos veces el botón para elegir el ajuste “función de vibración, alta velocidad”.
- Pulse tres veces el botón para elegir el ajuste “función de pulsación, baja velocidad”.
- Pulse cuatro veces el botón para elegir el ajuste “función de pulsación, alta velocidad”.

TENGA EN CUENTA QUE: Si cambia el ajuste durante el tratamiento de limpieza, el temporizador se pondrá a cero y comenzará de nuevo.

- Presione con suavidad el cepillo sobre la zona que desee tratar y desplácelo con movimientos circulares ascendentes. Intente evitar las zonas de piel delicada, por ejemplo, alrededor de los ojos o sobre los labios.
- La duración recomendada del tratamiento por zona es de 10 segundos. Le recomendamos que realice la limpieza en 6 secciones: frente, nariz, barbilla, mejilla izquierda, mejilla derecha y cuello.
- El cepillo facial se apagará automáticamente al cabo de 1 minuto, lo que indica el final del tratamiento de limpieza.
- Lávese la cara con agua séquela suavemente con una toalla.

4.4. Régimen de tratamiento

- Para uso diario.
- No utilice el Pure™ más de dos veces al día ya que podría irritar la piel y provocar un enrojecimiento.
- El Pure™ está diseñado para limpiar la piel en tan solo 1 minuto. Le recomendamos que no sobrepase este tiempo.

5. Mantenimiento del Pure™

5.1. Cuidado de los cabezales de cepillo facial

- Limpie el cabezal de cepillo tras cada uso. Retire el cabezal de cepillo del Pure™, lávelo con agua templada y un jabón suave para eliminar cualquier residuo acumulado; después, agítelo para eliminar el agua sobrante y séquelo con una toalla, o bien frote con suavidad el cabezal de cepillo sobre una toalla durante 5-10 segundos con el Pure™ encendido.



No coloque un cabezal de cepillo mojado en el Pure™ mientras se está cargando.

- No deje que los limpiadores o hidratantes líquidos se acumulen en los cabezales de cepillo.
- Para obtener unos resultados óptimos, le recomendamos que sustituya los cabezales de cepillo normal y suave cada 3 meses.
- No limpie los cepillos faciales en el lavavajillas.

5.2. Sustitución de los cabezales de cepillo

Los cepillos de recambio se pueden obtener en el punto de venta donde adquirió el dispositivo o se pueden solicitar en nuestra página web www.silkn.eu directamente.

- Para colocar un cabezal de cepillo, sitúe la parte central de dicho cabezal de cepillo en el punto de colocación correspondiente del cepillo, ubicado en el dispositivo.
- Presione con suavidad la parte central del cabezal de cepillo y empújelo hacia abajo hasta que quede colocado en su sitio al oírse un chasquido.
- Para retirar el cabezal de cepillo, simplemente sujete con una mano la base exterior de plástico del cabezal de cepillo y con la otra mano el mango del dispositivo, tirando hacia arriba de un modo suave hasta que se desencaje.



5.3. Cuidado del dispositivo y del soporte del cepillo facial

- Antes de limpiarlo, desenchufe de la corriente el Pure™.
- No utilice productos de limpieza o químicos abrasivos para limpiar ninguna de las partes del Pure™.
- Limpie el mango con un paño húmedo, empleando un detergente suave, y séquelo con una toalla inmediatamente después de limpiarlo.
- No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

6. Resolución de problemas

Fallo	Posibles causas y soluciones
El Pure™ no se enciende.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y a la corriente, y déjelo cargando durante al menos 6 horas antes del próximo uso.

Fallo	Posibles causas y soluciones
El Pure™ no se carga.	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté correctamente conectado al dispositivo y al enchufe de la toma de corriente. Si lo anterior es correcto, saque del dispositivo la clavija del adaptador y colóquela de nuevo para reiniciar el dispositivo por completo. Si con esto no se soluciona el problema, por favor, comuníquese con Atención al Cliente.
El Pure™ se apaga continuamente.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y a la corriente, y déjelo cargando durante al menos 6 horas antes del próximo uso.



No intente abrir ni reparar el dispositivo Pure™. Solo el personal autorizado de Silk'n® está cualificado para reparar nuestros dispositivos. Si abre el dispositivo lo dañará y quedará anulada la garantía.



Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n®.

7. Atención al Cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n®, visite la página web regional de Silk'n®: www.silkn.eu o www.silkn.com. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n® más próximo.

Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Información sobre la garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

9. Cómo retirar la batería

Para retirar la batería del Pure™, el dispositivo debe romperse. El dispositivo ya no funcionará después de este procedimiento, ni se podrá reparar. Cualquier garantía quedará anulada si la carcasa del aparato está rota y se ha

eliminado la batería. Se recomienda totalmente llevar gafas y guantes de protección por seguridad.



Silk'n® no se hará responsable de daño físico o material alguno derivado de este procedimiento.

Para retirar la batería, coloque la unidad portátil sobre una superficie resistente y fuerte. Con un martillo, golpee el aparato por la junta de unión, siguiendo por toda esta junta de unión, a ambos lados del dispositivo.

Una vez que la junta de unión esté lo bastante rota, utilice unas pinzas o un destornillador para abrir la carcasa. Desatornille la placa de circuito impreso y retire la batería desconectando la clavija de la placa de circuito impreso.

10. Información sobre la eliminación







Deseche el embalaje en un punto de reciclaje que clasifique los distintos tipos de materiales.

	¡Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica! La ley le obliga a desechar los aparatos viejos separados de la basura doméstica.
	Las baterías no se deben desechar con la basura doméstica. La ley le obliga a desechar todas las baterías en un punto de recogida municipal o devolverlas a un punto de venta de baterías. La información acerca de dónde deben desecharse los aparatos viejos sin coste alguno se encuentra disponible a través de los organismos municipales locales.

11. Especificaciones

Modelo	H4101
Requisitos eléctricos	Baterías 1 x 3,7 V; iones de litio; 500 mA
Potencia nominal	Salida del adaptador, 5 V CC; 500 mA
Clasificación del aparato	Clase II
Protección	IPX7

12. Signos y símbolos

	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva CE.
	Clase II - El adaptador está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.
	Fuente de alimentación con modo de conmutación.
	Para uso en interiores únicamente.
	Contiene un transformador a prueba de fallos.
	Eficiencia energética del adaptador: nivel 6.
IP20	El adaptador está protegido contra la penetración de objetos de más de 2,5 mm de diámetro, por ejemplo, los dedos, como protección contra descargas eléctricas.

Direitos de autor 2016 © InnoEssentials International.

Todos os direitos reservados. Data de impressão: 05/2016

Aviso legal

A InnoEssentials International reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização.

Acredita-se que as informações fornecidas pela InnoEssentials International sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a InnoEssentials International não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não sob qualquer patente ou direitos de patente da InnoEssentials International.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da InnoEssentials International.

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.

A InnoEssentials International possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento.

A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da InnoEssentials International.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CUIDADO!



- Antes de usar o Pure™ pela primeira vez, por favor leia integralmente este Manual do Utilizador. Preste particular atenção aos procedimentos para utilização e operação do dispositivo e aos procedimentos pós-utilização. Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização e siga-os rigorosamente quando o utilizar!
- Este aparelho deve ser usado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.
- Utilize o Pure™ apenas com os acessórios apropriados, conforme o descrito no presente manual.
- Não efetue quaisquer modificações a este produto ou a peças vedadas abertas do aparelho. Fazê-lo irá automaticamente anular a sua garantia e direitos de substituição ou reembolso.w

Índice

1. Segurança com o Pure™	88
2. O que é o Pure™	91
2.1. Descrição do dispositivo Pure™	91
2.2. Conteúdo da embalagem	92
2.3. Utilização pretendida do Pure™	92
3. Não utilize o Pure™	92
4. Começar a utilizar	93
4.1. Carregamento	93
4.2. Luz indicadora e definições da função	94
4.3. Como usar	94
4.4. Regime de tratamento	95
5. Manutenção do seu Pure™	96
5.1. Cuidados a ter com as cabeças de escovas de rosto	96
5.2. Substituição da cabeça da escova	96
5.3. Cuidados a ter com o seu dispositivo e suporte da escova de rosto	97
6. Resolução de problemas	97
7. Apoio ao cliente	98
8. Informações da garantia	99
9. Remoção da pilha	99
10. Informações sobre a eliminação	100
11. Especificações	101
12. Sinais e símbolos	101

1. Segurança com o Pure™

- O seu Pure™ foi testado relativamente à entrada de água, na medida do abrangido pela norma IPX7. Tal significa que o dispositivo está impermeabilizado e é adequado para utilização no duche ou enquanto toma banho.

⚠ AVISO! Mantenha o adaptador afastado da água. O adaptador NÃO é impermeável!

- Apenas para uso externo. Mantenha fora do alcance das crianças e utilize de acordo com o instruído no presente manual.
- Por motivos higiénicos, é recomendável não partilhar o Pure™ com terceiros.
- Evite o contacto com os olhos.
- Não utilize o Pure™ na pele delicada em torno dos olhos.
- Tal como com qualquer produto, pare de utilizar em caso de erupções cutâneas, vermelhidão ou comichão durante ou após a utilização. Se a irritação persistir, consulte um médico.
- As pessoas que sofrem de acne ou de outra doença da pele devem contactar um médico antes de utilizar este produto. Não utilize em áreas doridas ou com feridas.

- Não utilize o Pure™ se tiver um pacemaker.
- Se tiver doenças ou sensibilidade de qualquer espécie, consulte o seu médico antes de utilizar o Pure™.
- Não deixe o dispositivo ligado quando este não estiver em utilização. Guarde num local seguro e seco.
- Nunca opere o adaptador do Pure™ se este tiver um cabo ou ficha danificado, se não estiver a trabalhar adequadamente ou se tiver sido submerso em água.
- Não coloque nem armazene o dispositivo e o cabo de carregamento num local onde possa cair ou que possa ser puxado para a banheira, lavatório, água ou qualquer outro líquido.

⚠ CUIDADO! Não pegue no dispositivo ou no cabo do carregador do dispositivo se este tiver caído na água, desligue da corrente antes de pegar no mesmo. Se não desligar o dispositivo da corrente, pode sofrer uma eletrocussão!

- Se ocorrer o extravasamento dos conteúdos da bateria, evite o contacto com a pele, olhos e membranas mucosas. Se necessário, lave as áreas afetadas com água e procure assistência médica.
- O aparelho só pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.

- O seu Pure™ contém uma proteção contra sobrecarga. Isto significa que pode deixar o aparelho acoplado ao adaptador de alimentação de forma segura, sem risco de danificação.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação, ao remover a bateria.
- Para mais informações sobre como remover a bateria, consulte a secção "Remoção da pilha".
- A pilha deve ser eliminada em segurança.
- Deve prestar atenção aos aspetos ambientais de eliminação da bateria. Não coloque as baterias usadas num cesto do lixo. Para proteger o ambiente, contacte o seu revendedor.
- As baterias internas não podem ser substituídas. Para eliminar as baterias, é necessário reciclar todo o aparelho no seu centro de reciclagem local, sendo esta benéfica para o ambiente.


2. O que é o Pure™

O Pure™ consiste num aparelho de limpeza da pele pequeno de mão alimentado a eletricidade. Pode definir manualmente os níveis de vibração e pulsação da cabeça da escova.

A escova de microfibras do Pure™ é eficaz na remoção da camada exterior de células da pele secas e escamosas. Levanta as impurezas dos poros e de resíduos acumulados nas dobras das rímulas e rugas através de vibrações, para ajudar a suavizar a superfície da pele.

Com as suas 2 configurações, o Pure™ tem uma elevada versatilidade - permite-lhe limpar a pele de acordo com a sua definição desejada, bem como massajá-la para melhorar a circulação sanguínea.

2.1. Descrição do dispositivo Pure™



2.2. Conteúdo da embalagem

- Dispositivo
- 2 cabeças de escovas
- Suporte da escova de rosto
- Adaptador de alimentação
- O presente manual do utilizador

2.3. Utilização pretendida do Pure™

O Pure™ consiste num dispositivo de venda livre destinado à limpeza da pele do rosto.

O Pure™ remove 6 vezes mais maquilhagem do que a limpeza manual.

3. Não utilize o Pure™

- certos acoplamentos ou acessórios não forem recomendados pela Silk'n®.
- o alojamento estiver danificado.
- vir ou sentir fumo aquando da utilização.
- não estiver a funcionar adequadamente ou se aparentar estar danificado.
- a cobertura exterior estiver rachada ou se estiver a estragar.
- observar uma coloração laranja ou castanha em torno da tomada do adaptador.
- a cabeça da escova tiver sido danificada ou necessite de ser substituída.
- o ponto de acoplamento da escova estiver danificado ou se a cabeça da escova não se ligar adequadamente ao mesmo.

Contacte a assistência técnica da Silk'n®.


4. Começar a utilizar

4.1. Carregamento

Antes de utilizar pela primeira vez, o Pure™ deve ser completamente carregado. Pode existir alguma carga residual no dispositivo resultante de procedimentos de controlo da qualidade, mas o dispositivo deve ser totalmente carregado antes de ser utilizado pela primeira vez, para manter a vida útil da bateria.

! Antes de carregar o dispositivo, certifique-se de que este está completamente seco.

- Introduza a ficha do adaptador de alimentação fornecido. Uma luz vermelha irá piscar, indicando que o dispositivo está a carregar. O carregamento completo é indicado por uma luz constante.
- Se estiver a carregar pela primeira vez mas a luz de carregamento for um vermelho contínuo – deve deixar o dispositivo a carregar durante 3 horas para obter um carregamento completo, antes da primeira utilização.
- O Pure™ contém um sistema de proteção contra sobrecargas, por isso o dispositivo pode ser mantido sempre carregado. A Silk'n® recomenda que desacople e guarde convenientemente o adaptador de alimentação após cada carregamento completo até o carregamento ser necessário.
- Pode pousar o Pure™ no suporte da escova de rosca usando-o como um suporte de mesa, quando não estiver a carregar.



IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo está completamente seco antes de carregar. Para obter os melhores resultados, carregue o seu Pure™ durante 6 horas antes da primeira utilização.

4.2. Luz indicadora e definições da função

1. Premir uma vez o botão Ligar/Desligar: Função de vibração, baixa velocidade: o LED vermelho apaga-se
2. Premir duas vezes o botão Ligar/Desligar: Função de vibração, alta velocidade: o LED vermelho apaga-se
3. Premir três vezes o botão Ligar/Desligar: Função de pulsação, baixa velocidade: o LED vermelho apaga-se
4. Premir quatro vezes o botão Ligar/Desligar: Função de pulsação, alta velocidade: o LED vermelho apaga-se
5. Premir cinco vezes o botão Ligar/Desligar: O dispositivo apaga-se
6. LED vermelho intermitente durante 10 segundos: Bateria fraca
7. LED vermelho continuamente intermitente: Carregamento
8. LED vermelho constante: Carregamento completo

CONVÉM NOTAR: Após 1 minuto, o dispositivo desliga-se automaticamente

4.3. Como usar

- Selecione a escova adequada para o seu tipo de pele. Pressione suavemente a escova contra o ponto de acoplamento da escova até ouvir um clique.
- Humedeça o rosto com água morna.
- Humedeça a escova com água morna e aplique uma loção de limpeza à escova.



NOTE QUE: Não utilize o Pure™ sem qualquer água na escova e no seu rosto, uma vez que isto pode provocar irritação cutânea.

- Ligue o dispositivo pressionando o botão Ligar/Desligar e selecione o modo desejado.
- O Pure™ irá automaticamente iniciar na definição "Função de vibração, baixa velocidade".
- Prima duas vezes o botão para a definição "Função de vibração, alta velocidade".
- Prima três vezes o botão para a definição "Função de pulsação, baixa velocidade".
- Prima quatro vezes o botão para a definição "Função de pulsação, alta velocidade".

CONVÉM NOTAR: Se alterar a definição durante o tratamento de limpeza, o temporizador irá reinicializar-se a zero e iniciará de novo.

- Exerça uma leve pressão com a escova sobre a área que deseja tratar e desloque-a num movimento circular para cima. Evite áreas da pele delicadas, nomeadamente a área em torno dos olhos e os lábios.
- O tempo de tratamento recomendado para a área é 10 segundos. É recomendável que limpe em 6 secções - testa, nariz, queixo, bochecha esquerda, bochecha direita e pescoço.
- A escova facial irá automaticamente desligar-se após 1 minuto, indicando o fim do tratamento de limpeza.
- Lave a pele com água e seque com batidelas suaves com uma toalha.

4.4. Regime de tratamento

- De uso diário.
- Não utilize o Pure™ mais do que duas vezes por dia, uma vez que pode irritar a pele e provocar vermelhidão.

- O Pure™ foi concebido para limpar a sua pele em apenas 1 minuto. É recomendável não ultrapassar este tempo.

5. Manutenção do seu Pure™

5.1. Cuidados a ter com as cabeças de escovas de rosto

- Limpe a cabeça da escova após cada utilização. Remova a cabeça da escova do Pure™, lave-a com água morna e sabão pouco agressivo para remover matéria que se possa ter acumulado, agite para remover o excesso de água e limpe com uma toalha – ou esfregue suavemente a cabeça da escova contra uma toalha durante 5 a 10 segundos com o Pure™ ligado.



Não acople cabeças de escovas molhadas ao Pure™ enquanto este estiver a carregar

- Não permita que produtos de limpeza ou hidratantes líquidos acumulem nas cabeças da escova.
- Para obter os melhores resultados, é recomendável substituir as cabeças da escova Regular e Suave a cada 3 meses.
- Não lave as escovas de rosto numa máquina de lavar

5.2. Substituição da cabeça da escova

As recargas de escovas podem ser obtidas junto do revendedor onde comprou o dispositivo ou podem ser encomendadas diretamente a partir do nosso site www.silkn.eu.

- Para acoplar uma cabeça de escova, coloque o centro da cabeça da escova no ponto de acoplamento da escova correspondente, situado no dispositivo.
- Exerça uma leve pressão no centro da cabeça da escova e pressione para baixo até sentir um "clique" de introdução correta.
- Para remover a cabeça da escova, basta segurar pela base de plástico exterior da cabeça da escova com uma mão e a pega do dispositivo com a outra mão e puxar uniformemente para cima até que se desengate.



5.3. Cuidados a ter com o seu dispositivo e suporte da escova de rosto


- Desacople o Pure™ da fonte de alimentação antes de o limpar.
- Não utilize produtos de limpeza ou produtos químicos abrasivos em nenhuma parte do Pure™.
- Limpe a pega com um pano húmido – utilizando produto de limpeza pouco agressivo e secando de imediato com uma toalha após a limpeza.
- Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.


PT

6. Resolução de problemas

Falha	Possíveis causas e solução
O meu Pure™ não inicia!	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador ao dispositivo e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.
O meu Pure™ não carrega!	Certifique-se de que o adaptador de alimentação está corretamente ligado ao dispositivo e à tomada de saída de alimentação. Se já for esse o caso, retire a ficha do adaptador do dispositivo e substitua-a de novo para reinicializar completamente o dispositivo. Se isto não ajudar, contacte a assistência técnica.

Falha	Possíveis causas e solução
O meu Pure™ está sempre a desligar-se!	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador ao dispositivo e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.

 Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo Pure™. Só os técnicos autorizados da Silk'n® têm formação adequada para reparar os nossos dispositivos. Abrir o dispositivo irá danificá-lo e anulará a garantia.

 Por favor, contacte o apoio ao cliente da Silk'n® se tiver um dispositivo danificado ou partido e este necessitar de reparação.

PT

7. Apoio ao cliente

Para mais informações sobre os produtos da Silk'n®, visite o nosso site regional da Silk'n®: www.silkn.eu ou www.silkn.com. Se o seu dispositivo estiver danificado, defeituoso, a precisar de reparação ou se necessitar de assistência, contacte o centro de assistência técnica da Silk'n® mais próximo.

Este manual também está disponível sob a forma de PDF, podendo ser descarregado em: www.silkn.eu.

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de

País	Número da assistência técnica	Email
Itália		servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Informações da garantia

Este produto é abrangido por uma garantia de 2 anos, de acordo com os regulamentos e a legislação europeia. A extensão da garantia neste produto limita-se a defeitos técnicos provocados por processos de produção defeituosos. Caso queira reclamar a garantia, certifique-se de que contacta a assistência técnica para obter instruções. Poderão ser capazes de solucionar os seus problemas sem precisarem de devolver o produto à loja ou à assistência técnica. A nossa assistência técnica está sempre pronta para ajudá-lo!

9. Remoção da pilha

Para remover a bateria do Pure™, o dispositivo deve ser desmontado. O dispositivo deixará de funcionar após este procedimento e não poderá se reparado. Qualquer garantia será anulada quando o alojamento do aparelho estiver quebrado e a bateria tiver sido removida. É fortemente recomendável utilizar óculos e luvas de proteção.

A Silk'n® não é responsável por nenhuns danos físicos ou materiais, como resultado da realização deste procedimento.



Para remover a bateria, coloque a unidade móvel numa superfície resistente e dura. Utilize um martelo para acertar no aparelho na junta e continue a acertar ao longo de toda a junta de ambos os lados do dispositivo.

Uma vez que a junta esteja suficientemente partida, utilize um alicate ou uma chave de fendas para abrir o alojamento. Desparafuse o PCB (placa de circuito impresso) e remova a bateria, desligando a ficha do PCB.

PT

10. Informações sobre a eliminação







Elimine a embalagem num ponto de reciclagem que ordena os materiais consoante o seu tipo.

	<p>Os produtos assinalados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos! É obrigatório por lei eliminar os aparelhos antigos em separado dos resíduos domésticos.</p>
	<p>As pilhas não devem ser eliminadas em conjunto com os resíduos domésticos. É obrigado por lei eliminar todas as pilhas num ponto de recolha das autoridades locais ou devolvê-las ao vendedor das mesmas. Informações sobre o local onde aparelhos antigos podem ser eliminados isentos de custos estão disponíveis junto das autoridades locais.</p>

11. Especificações

Modelo	H4101
Requisitos de potência	Pilhas 1x 3,7V; lão de lítio; 500mA
Classificação nominal	Saída do adaptador 5Vcc; 500mA
Classificação do aparelho	Classe II
Proteção	IPX7

12. Sinais e símbolos

	Os produtos assinalados com este símbolo cumprem os requisitos da diretiva CE.
	Classe II - O adaptador está protegido contra eletrocussão através de um isolamento duplo.
	Unidade da fonte de alimentação com modo de alternância.
	Apenas para uso interno.
	Contém um transformador à prova de falha.
	Nível 6 de eficiência energética do adaptador.
IP20	O adaptador está protegido contra a entrada de objetos ou partes do corpo com diâmetro superior a 2,5 mm, nomeadamente dedos, para os proteger contra eletrocussão.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 05/2016

Νομική σημείωση

Η InnoEssentials International διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την InnoEssentials International θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η InnoEssentials International δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της InnoEssentials International.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της InnoEssentials International.

Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η InnoEssentials International κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο.

Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της InnoEssentials International.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Πριν χρησιμοποιήσετε το Pure™ για πρώτη φορά, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία της συσκευής καθώς και τις διαδικασίες για μετά τη χρήση. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και τηρήστε τις αυστηρά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Να χρησιμοποιείτε το Pure™ μόνο με τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην πραγματοποιείτε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν και μην ανοίγετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακυρωθεί αυτόματα η εγγύηση και το δικαίωμά σας για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια με το Pure™	105
2.	Τι είναι το Pure™	108
2.1.	Περιγραφή συσκευής Pure™	109
2.2.	Περιεχόμενα συσκευασίας	109
2.3.	Προοριζόμενη χρήση του Pure™	109
3.	Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ εάν	110
4.	Έναρξη	110
4.1.	Φόρτιση	110
4.2.	Ενδεικτική λυχνία και ρυθμίσεις λειτουργίας.....	111
4.3.	Τρόπος χρήσης.....	112
4.4.	Θεραπευτικό σχήμα.....	113
5.	Συντήρηση του Pure™	113
5.1.	Φροντίδα των κεφαλών με το βουρτσάκι προσώπου.....	113
5.2.	Αντικατάσταση κεφαλής με βουρτσάκι.....	114
5.3.	Φροντίδα της συσκευής σας και της βάσης για το βουρτσάκι προσώπου	115
6.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	115
7.	Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	116
8.	Πληροφορίες για την εγγύηση	117
9.	Αφαίρεση μπαταρίας	117
10.	Πληροφορίες απόρριψης	118
11.	Προδιαγραφές	119
12.	Σήματα και σύμβολα	119

1. Ασφάλεια με το Pure™

- Το Pure™ σας έχει δοκιμαστεί για εισχώρηση νερού στο βαθμό που καλύπτεται από την πιστοποίηση IPX7. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για χρήση κάτω από το ντους και ενώ κάνετε αφρόλουτρο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρείτε τον προσαρμογέα μακριά από το νερό. Ο προσαρμογέας ΔΕΝ είναι αδιάβροχος!

- Για εξωτερική χρήση μόνο. Διατηρείτε μακριά από τα παιδιά και χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Για λόγους υγιεινής συνιστούμε να μην μοιράζετε το Pure™ με άλλους.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ στο ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια.
- Όπως ισχύει με κάθε προϊόν, διακόψτε τη χρήση εάν παρουσιάσετε εξάνθημα, ερυθρότητα ή φαγούρα κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει.
- Τα άτομα που πάσχουν από ακμή ή άλλη δερματική διαταραχή θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Μη χρησιμοποιείτε σε περιοχές με δοθιίνες ή σε τραυματισμένες περιοχές.

- Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ εάν έχετε βηματοδότη.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση ή οποιοδήποτε είδος ευαισθησίας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Pure™.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα του Pure™ εάν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει βυθιστεί σε νερό.
- Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο φόρτισής της εάν η συσκευή πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο φόρτισής της. Εάν δεν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!

- Εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Εάν απαιτείται, εκπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοτικού που παρέχεται με αυτή.
- Το Pure™ σας διαθέτει προστασία από την υπερφόρτιση. Αυτή σημαίνει ότι μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη στον προσαρμογέα ισχύος χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψή της.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση μπαταρίας».
- Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.
- Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον κάδο σκουπιδιών. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

- Οι εσωτερικές μπαταρίες δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν. Για την απόρριψη των μπαταριών, απαιτείται ανακύκλωση ολόκληρης της συσκευής στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης, το οποίο είναι καλό για το περιβάλλον.


2. Τι είναι το Pure™

Το Pure™ είναι μια μικρή, ηλεκτρική συσκευή χειρός για τον καθαρισμό του προσώπου. Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα επίπεδα δόνησης και παλμικής κίνησης της κεφαλής με το βουρτσάκι.

Το βουρτσάκι μικροϊνών του Pure™ είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση της εξωτερικής κυτταρικής στοιβάδας του ξηρού και φολιδοειδούς δέρματος. Απομακρύνει ακαθαρσίες από το εσωτερικό των πόρων και τη συσσώρευση υπολειμμάτων από τις αναδιπλώσεις των λεπτών γραμμών και ρυτίδων μέσω δονήσεων που βοηθούν στην εξομάλυνση της επιφάνειας του δέρματος.

Με τις 2 ρυθμίσεις του, το Pure™ διαθέτει υψηλή ευελιξία, έτσι μπορείτε να καθαρίζετε το δέρμα σας στην επιθυμητή ρύθμιση αλλά και να κάνετε μασάζ σε αυτό για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

2.1. Περιγραφή συσκευής Pure™



- 1 Συσκευή
- 1a ON/OFF button
- 1b Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
- 1c Ενδεικτική λυχνία LED
- 2 Σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι
- 3 Βάση για το βουρτσάκι προσώπου
- 3a Κέντρο της κεφαλής με βουρτσάκι
- 4 Υποδοχή του προσαρμογέα

2.2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή
- Προσαρμογέας ισχύος
- 2 κεφαλές με βουρτσάκι
- Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη
- Βάση για το βουρτσάκι προσώπου

2.3. Προοριζόμενη χρήση του Pure™

Το Pure™ είναι μια συσκευή που χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, η οποία προορίζεται για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου. Το Pure™ αφαιρεί 6 φορές περισσότερο μακιγιάζ σε σχέση με τον χειροκίνητο καθαρισμό.

3. Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ εάν

- ορισμένα εξαρτήματα ή παρελκόμενα δεν συνιστώνται από την Silk'n®.
- το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- δείτε ή μυρίσετε καπνό όταν είναι ενεργοποιημένο.
- δεν λειτουργεί σωστά ή φαίνεται ότι έχει υποστεί ζημιά.
- το εξωτερικό περίβλημα έχει ραγίσει ή διαλύεται.
- δείτε πορτοκαλί ή καφέ χρώμα γύρω από την υποδοχή του προσαρμογέα.
- η κεφαλή με το βουρτσάκι έχει υποστεί ζημιά ή χρειάζεται αντικατάσταση.
- το σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι έχει υποστεί ζημιά και η κεφαλή με το βουρτσάκι δεν συνδέεται με αυτό σωστά.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n®.

4. Έναρξη

4.1. Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, το Pure™ πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Μπορεί να έχει απομείνει κάποιο παραμένον φορτίο στη συσκευή ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, αλλά η συσκευή πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας.

i Πριν φορτίσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως στεγνή.

- Εισαγάγετε το βύσμα του παρεχόμενου προσαρμογέα ισχύος. Θα αναβοσβήσει μια κόκκινη λυχνία που υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζει. Η πλήρης φόρτιση υποδεικνύεται από ένα σταθερό φως.
- Εάν εκτελείτε φόρτιση για πρώτη φορά αλλά η λυχνία φόρτισης είναι αναμμένη με σταθερό κόκκινο χρώμα, θα πρέπει και πάλι να φορτίσετε τη

συσκευή για 3 ώρες προκειμένου να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

- Το Pure™ διαθέτει ένα σύστημα προστασίας από την υπερφόρτιση ώστε να είναι δυνατό να διατηρείται η συσκευή πάντα φορτισμένη. Η Silk'n® συνιστά να βγάξετε τον προσαρμογέα φόρτισης από την πρίζα και να το αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος μετά από κάθε πλήρη φόρτιση έως ότου απαιτείται φόρτιση.
- Μπορείτε να αφήνετε το Pure™ στη βάση για το βουρτσάκι προσώπου επάνω στον πάγκο όταν δεν φορτίζεται.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή πριν τη φόρτιση. Για βέλτιστα αποτελέσματα, φορτίστε το Pure™ για 6 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

GR

4.2. Ενδεικτική λυχνία και ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) μία φορά: Λειτουργία δόνησης, χαμηλή ταχύτητα, κόκκινη λυχνία LED σβηστή
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) δύο φορές: Λειτουργία δόνησης, υψηλή ταχύτητα, κόκκινη λυχνία LED σβηστή
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) τρεις φορές: Λειτουργία παλμικής κίνησης, χαμηλή ταχύτητα, κόκκινη λυχνία LED σβηστή
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) τέσσερις φορές: Λειτουργία παλμικής κίνησης, υψηλή ταχύτητα, κόκκινη λυχνία LED σβηστή
5. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) πέντε φορές: Η συσκευή απενεργοποιείται

6. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα: Χαμηλή μπαταρία
7. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει συνεχώς: Εκτελείται φόρτιση
8. Η κόκκινη λυχνία LED παραμένει συνεχώς αναμμένη: Πλήρης φόρτιση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από 1 λεπτό η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

4.3. Τρόπος χρήσης

- Επιλέξτε το κατάλληλο βουρτσάκι για τον τύπο του δέρματός σας. Πιέστε απαλά το βουρτσάκι στο σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
- Βρέξτε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό.
- Υγράνετε το βουρτσάκι με χλιαρό νερό και εφαρμόστε μια λοσιόν καθαρισμού επάνω στο βουρτσάκι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ χωρίς νερό στο βουρτσάκι και στο πρόσωπό σας επειδή έτσι μπορεί να προκληθεί δερματικός ερεθισμός.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/Off) και επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
- Το Pure™ θα ξεκινήσει αυτόματα στη ρύθμιση «Λειτουργία δόνησης, χαμηλή ταχύτητα».
- Πατήστε το κουμπί δύο φορές για τη ρύθμιση «Λειτουργία δόνησης, υψηλή ταχύτητα».
- Πατήστε το κουμπί τρεις φορές για τη ρύθμιση «Λειτουργία παλμικής κίνησης, χαμηλή ταχύτητα».
- Πατήστε το κουμπί τέσσερις φορές για τη ρύθμιση «Λειτουργία παλμικής κίνησης, υψηλή ταχύτητα».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της

θεραπείας καθαρισμού, ο χρονοδιακόπτης θα μηδενιστεί και θα ξεκινήσει από την αρχή.

- Πιέστε το βουρτσάκι απαλά στην περιοχή όπου θέλετε να εφαρμόσετε θεραπεία και μετακινήστε το με ανοδική, κυκλική κίνηση. Προσπαθήστε να αποφεύγετε περιοχές με ευαίσθητο δέρμα, π.χ. γύρω από τα μάτια και επάνω στα χείλη.
- Ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας ανά περιοχή είναι 10 δευτερόλεπτα. Συνιστούμε να εφαρμόζετε τον καθαρισμό σε 6 τμήματα - μέτωπο, μύτη, πηγούνι, αριστερό μάγουλο, δεξί μάγουλο και λαιμός.
- Το βουρτσάκι προσώπου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό υποδεικνύοντας το τέλος της θεραπείας καθαρισμού.
- Ξεπλύνετε το δέρμα σας με νερό και σκουπίστε το ταμποναριστά με μια πετσέτα για να το στεγνώσετε.

4.4. Θεραπευτικό σχήμα

- Για καθημερινή χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το Pure™ περισσότερες από δύο φορές την ημέρα επειδή διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος και ερυθρότητα.
- Το Pure™ έχει σχεδιαστεί να καθαρίζει το δέρμα σας σε μόλις 1 λεπτό. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε αυτόν τον χρόνο.

GR

5. Συντήρηση του Pure™

5.1. Φροντίδα των κεφαλών με το βουρτσάκι προσώπου

- Να καθαρίζετε την κεφαλή με το βουρτσάκι μετά από κάθε χρήση. Αφαιρέστε την κεφαλή με το βουρτσάκι από το Pure™, καθαρίστε την επλένοντάς την με ζεστό νερό και ένα ήπιο σαπούνι για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρεύσεις που ενδεχομένως να έχουν μαζευτεί, τινάζτε την περίσσεια νερού και σκουπίστε με μια πετσέτα – ή τρίψτε απαλά την κεφαλή με το βουρτσάκι σε μια πετσέτα για 5 έως 10 δευτερόλεπτα ενώ το Pure™ είναι ενεργοποιημένο.



Μη συνδέετε βρεγμένες κεφαλές με βουρτσάκι στο Pure™ ενώ φορτίζει.

- Μην αφήνετε υγρά καθαριστικά ή ενυδατικά προϊόντα να συσσωρευτούν στις κεφαλές με το βουρτσάκι.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε να αντικαθιστάτε τις κεφαλές με βουρτσάκι Regular (κανονικό) και Soft (μαλακό) κάθε 3 μήνες.
- Μην καθαρίζετε τα βουρτσάκια προσώπου τοποθετώντας τα σε πλυντήριο πιάτων.

5.2. Αντικατάσταση κεφαλής με βουρτσάκι

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά βουρτσάκια από το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή μπορείτε να τα παραγγείλετε απευθείας από τον ιστότοπο μας στη διεύθυνση www.silkn.eu.

- Για να συνδέσετε μια κεφαλή με βουρτσάκι, τοποθετήστε το κέντρο της στο αντίστοιχο σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι στη συσκευή.
- Πιέστε απαλά το κέντρο της κεφαλής με το βουρτσάκι και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- Για να βγάλετε την κεφαλή με το βουρτσάκι, απλώς πιάστε την εξωτερική πλαστική βάση της κεφαλής με το βουρτσάκι με το ένα χέρι και τη λαβή της συσκευής με το άλλο και τραβήξτε ομοιόμορφα μέχρι να απασφαλιστεί.




5.3. Φροντίδα της συσκευής σας και της βάσης για το βουρτσάκι προσώπου

- Αποσυνδέστε το Pure™ από την κεντρική τροφοδοσία πριν το καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικές ουσίες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του Pure™.
- Καθαρίστε τη λαβή με ένα νωπό πανί χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και σκουπίστε την με μια πετσέτα αμέσως μετά τον καθαρισμό για να τη στεγνώσετε.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της στο πλυντήριο πιάτων.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Βλάβη	Πιθανές αιτίες και επίλυση
Το Pure™ μου δεν ενεργοποιείται!	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην κεντρική τροφοδοσία και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.
Το Pure™ μου δεν φορτίζει!	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος σωστά στη συσκευή και στην πρίζα. Εάν είναι συνδεδεμένος σωστά, βγάλτε το βύσμα του προσαρμογέα από τη συσκευή και τοποθετήστε το ξανά για να γίνει πλήρης επαναφορά της συσκευής. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Το Pure™ μου απενεργοποιείται συνέχεια!	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην κεντρική τροφοδοσία και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.

 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Pure™ σας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Silk'n® έχει

εκπαιδευτεί να εκτελεί επισκευές στις συσκευές μας. Εάν ανοίξετε τη συσκευή θα προκληθεί ζημιά σε αυτή και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

i Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n® εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.

7. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Silk'n® επισκεφτείτε τον τοπικό ιστότοπο της Silk'n®: www.silkn.eu ή www.silkn.com. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, είναι ελαττωματική, χρειάζεται επισκευή ή εάν χρειάζεστε τη βοήθειά μας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n®.

Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF και μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού από τη διεύθυνση: www.silkn.eu.

Χώρα	Αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Ιταλία		servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Ισπανία	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
HB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Πληροφορίες για την εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 χρόνων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νόμους. Η έκταση της εγγύησης γι' αυτό το προϊόν περιορίζεται σε τεχνικά ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένες διαδικασίες παραγωγής. Στην περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε απαίτηση για εγγύηση βεβαιωθείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας για οδηγίες. Ενδεχομένως να μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημά σας χωρίς την ανάγκη επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα ή στο κέντρο σέρβις. Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει!

9. Αφαίρεση μπαταρίας

Για την αφαίρεση της μπαταρίας Pure™, η συσκευή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μετά από τη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και θα είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Οποιαδήποτε εγγύηση θα καταστεί άκυρη εάν σπάσετε το περίβλημα της συσκευής και αφαιρέσετε την μπαταρία. Συνιστάται ένθερμα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ασφαλείας.



Η Silk'n® δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία τοποθετήστε τη μονάδα χειρός σε μια σκληρή, δυνατή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να χτυπήσετε τη συσκευή στη ραφή και συνεχίστε αυτή τη διαδικασία κατά μήκος ολόκληρης της ραφής και από τις δύο πλευρές της συσκευής.

Όταν έχει σπάσει η ραφή επαρκώς, χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κατσαβίδι για να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Ξεβιδώστε την πλακέτα PCB (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) και βγάλτε την μπαταρία αποσυνδέοντας το βύσμα από την πλακέτα PCB.

10. Πληροφορίες απόρριψης







Απορρίψτε τη συσκευασία σε ένα σημείο ανακύκλωσης που διαχωρίζει τα υλικά ανάλογα με τον τύπο.

	<p>Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Δεσμεύστε από τον νόμο να απορρίψετε τις παλιές συσκευές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.</p>
	<p>Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Δεσμεύστε από τον νόμο να απορρίψετε όλες τις μπαταρίες σε ένα τοπικό επίσημο σημείο συλλογής ή να τις επιστρέψετε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης μπαταριών. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορούν να απορρίπτονται παλιές συσκευές χωρίς χρέωση, υπάρχουν διαθέσιμες από τις τοπικές αρχές σας.</p>

11. Προδιαγραφές

Μοντέλο	H4101
Απαιτήσεις ισχύος	Μπαταρίες 1x 3,7V, ιόντων λιθίου, 500mA
Ονομαστική ισχύς	Έξοδος προσαρμογέα 5Vdc, 500mA
Ταξινόμηση συσκευής	Τάξη II.
Προστασία	IPX7

12. Σήματα και σύμβολα

	Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας CE.
	Τάξη II - Ο προσαρμογέας προστατεύεται έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω διπλής μόνωσης.
	Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος με διακόπτη.
	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
	Περιέχει μετασχηματιστή ασφάλειας έναντι αστοχίας.
	Επίπεδο ενεργειακής απόδοσης προσαρμογέα 6.
IP20	Ο προσαρμογέας προστατεύεται έναντι της εισχώρησης αντικειμένων με διάμετρο άνω των 2,5mm, όπως δάκτυλα, για την προστασία από την ηλεκτροπληξία.

Telif hakkı 2016 © InnoEssentials International.

Tüm hakları saklıdır. Baskı tarihi: 05/2016

Yasal Uyarı

InnoEssentials International performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

InnoEssentials International tarafından verilen bilgiler, bu talimatların yazıldığı tarih itibarıyla doğru ve güvenilirdir. Ancak InnoEssentials International bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. InnoEssentials International'a ait patent ya da patent haklarına ait ya da bu ürüne ait lisans verilmez.

InnoEssentials International'ın yazılı izni olmaksızın, hiçbir amaçla, bu belgenin hiçbir kısmı yeniden yazılamaz ya da elektronik veya mekanik bir halde aktarılamaz.

Bu veriler uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

Bu belgede bahsi geçen konu dahilinde, InnoEssentials International'a ait patentler, bekleyen patent başvuruları, markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları olabilir.

InnoEssentials International tarafından yazılı bir anlaşma ile ifade edilmediği müddetçe, bu belgenin verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, bekleyen patent başvuruları, markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları konusunda lisans sahibi yapmaz.

Bu özellikler uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

İKAZ!



- Pure™'ü ilk kez kullanmadan önce, lütfen bu Kullanım Kılavuzunun tamamını okuyun. Cihazı kullanma ve çalıştırma prosedürlerine ve kullanım sonrası prosedürlere özellikle dikkat edin. Lütfen kullanmadan önce bütün uyarıları ve güvenlik önlemlerini okuyun ve kullanırken bunları harfiyen uygulayın.
- Bu cihaz, refakatçi olunması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimatların verilmesi ve yer alabilecek tehlikenin farkında olmalarının sağlanması halinde 8 ve üzeri yaş çocuklar, kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Temizleme veya kullanıcı bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pure™ ü, sadece kılavuzda açıklanan uygun parçalarla birlikte kullanın.
- Bu üründe herhangi bir değişiklik yapmayın ve cihazın kapalı kısımlarını açmayın; aksi takdirde cihazın garantisi kendiliğinden geçersiz olur ve değiştirme ya da iade haklarınızı kullanamazsınız.

İçindekiler

1. Pure™ ile Güvenlik	123
2. Pure™ Nedir?.....	125
2.1. Pure™ cihaz tanımı.....	126
2.2. Paket içerikleri.....	126
2.3. Pure™'ün kullanım amacı.....	126
3. Aşağıdaki durumlarda Pure™ ü kullanmayın:	127
4. Başlarken	127
4.1. Şarj	127
4.2. Gösterge ışığı ve fonksiyon ayarları.....	128
4.3. Kullanım şekli	129
4.4. Tedavi uygulaması	130
5. Pure™ cihazının bakımı.....	130
5.1. Yüz fırçası başlıklarının bakımı	130
5.2. Fırça başlığının değiştirilmesi	131
5.3. Cihazın ve yüz fırçası parçasının bakımı	131
6. Sorun Giderme	132
7. Müşteri hizmetleri.....	132
8. Garanti bilgileri	133
9. Bataryanın çıkarılması.....	133
10. Bertaraf bilgileri.....	134
11. Teknik Özellikler	135
12. İşaretler ve semboller	135

1. Pure™ ile Güvenlik

- Pure™ cihazınız IPX7 kapsamına uygun şekilde su giriři için teste tabi tutulmuřtur. Testin sonularına gre cihazınız su geirmez olup duř veya banyo sırasında su altında kullanılabilir.

! UYARI! Adaptr sudan uzak tutun. Adaptr su geirmez DEĐİLDİR!

- Sadece haricen kullanılır. ocukların eriřemeyeceĐi yerlerde muhafaza edin ve kılavuzda aıklanĐıĐı gibi kullanın.
- Hijyen nedeniyle Pure™  kimseyle ortak kullanmamanızı neririz.
- Gz ile temasından kaının.
- Pure™  gzlerin evresindeki hassas cilt zerinde kullanmayın.
- DiĐer rnlerde de olduĐu gibi, kullanım sırasında veya sonrasında dknt, kızarklık ya da kařınma olursa kullanmaya devam etmeyin. Tahriř devam ederse doktora grnn.
- Akne ya da bařka deri rahatsızlıĐı olan kiřiler, bu rn kullanmadan nce doktora bařvurmaladırlar. AĐrnlı ya da yaralı blgelerde kullanmayın.
- Kalp pili kullanıyorsanız Pure™  kullanmayın.

- Herhangi bir tıbbi rahatsızlığınız ya da hassasiyetiniz varsa Pure™ ü kullanmadan önce doktorunuza başvurun.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayın. Güvenli ve kuru bir yerde muhafaza edin.
- Kablosu ya da fişi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış Pure™ adaptörlerini kullanmayın.
- Cihazı ve şarj kablosunu küvet, lavabo, su ya da başka bir sıvının içene düşme ya da çekilme olasılığı olan yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin.

⚠ İKAZ! Cihaz suya düşerse cihazı ya da şarj kablosunu almak için uzanmayın; almadan önce hemen prizden çekin. Cihazı prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz.

- Batarya sızıntı yapmışsa cilt, göz ve mukoza zarıyla temas etmemesini sağlayın. Gerekirse etkilenen bölgeleri suyla yıkayarak tıbbi yardım alın.
- Cihaz sadece cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Pure™ cihazınızda aşırı şarj koruması özelliği bulunmaktadır. Bu sayede hasar riski olmadan cihazı güç adaptörüne bağlı şekilde güvenle bırakabilirsiniz.

- Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce bataryası çıkarılmalıdır.
- Batarya çıkarılırken cihazın ana güç kaynağı ile olan bağlantısı kesilmelidir.
- Bataryayı çıkarma ile ilgili bilgiler için lütfen "Bataryanın çıkarılması" bölümüne bakın.
- Batarya güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Batarya bertarafının çevre ile ilgili boyutlarına dikkat edilmelidir. Kullanılmış bataryaları çöp kutusuna atmayın. Lütfen çevreyi korumak için satıcı ile irtibata geçin.
- Dahili bataryalar değiştirilemez. Bataryaları bertaraf etmek için tüm cihazın yerel geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüm işleminden geçmesi gerekir ve bu, çevre için iyi bir uygulamadır.


2. Pure™ Nedir?

Pure™, elektrikle çalışan küçük ve elde taşınan bir cilt temizleyicidir. Fırçalı başlığının titreşim ve sarsıntı seviyelerini elle ayarlayabilirsiniz.

Pure™'ün mikrofiber fırçası, cildin kuru ve pul pul olan dış tabakalarını temizlemede etkilidir. Cildin yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlayan titreşimlerle gözeneklerdeki kirleri ve ince çizgiler ile kırışıklıklarda birikenleri temizler.

Pure™, 2 ayarıyla birden fazla işlevi yerine getirebilir. İstediğiniz ayarda cildinizi temizlerken kan dolaşımınızı düzenlemek için cildinize masaj da yapabilirsiniz.

2.1. Pure™ cihaz tanımı



2.2. Paket içerikleri

- Cihaz
- Güç adaptörü
- 2 fırça başlığı
- Kullanım kılavuzu
- Yüz fırçası parçası

2.3. Pure™ ün kullanım amacı

Pure™, yüzü temizlemek için tasarlanan ve reçetesiz satılan bir cihazdır. Pure™, elle yapılan temizlikten 6 kat daha iyi makyaj temizliği sağlar.

3. Aşağıdaki durumlarda Pure™ ü kullanmayın:

- Silk'n® tarafından tavsiye edilmeyen ilave ve aksesuarlar ile.
- Kaplaması zarar görmüş ise.
- Cihaz açıkken duman çıktığını görürseniz veya koku hissederseniz.
- Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa.
- Dış kaplama çatlaksa veya parçalarına ayrılıyorsa.
- Adaptör girişi etrafının turuncu ya da kahverengiye döndüğünü görürseniz.
- Fırça başlığı zarar görmüşse ya da başlığın değiştirilmesi gerekiyorsa.
- Fırça takma noktası zarar görmüşse ve fırça başlığı bu noktaya düzgün takılmıyorsa.

Lütfen Silk'n® müşteri hizmetleri birimi ile irtibata geçin.

4. Başlarken

4.1. Şarj

Pure™ ilk kez kullanılmadan önce tamamen şarj edilmesi gerekir. Cihazda kalite kontrol işlemlerinden kalan bir miktar şarj olabilir ancak batarya ömrünü korumak için cihazın ilk kullanımdan önce tamamen şarj edilmesi gerekir.

i Cihazı şarj etmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

- Cihazla birlikte verilen güç adaptörünü prize takın. Yanıp sönen kırmızı ışık, cihazın şarj olma sürecinde olduğunu gösterir. Işık sabit hale geldiğinde cihaz tam olarak şarj olmuş demektir.
- Cihazı ilk defa şarj ettiğiniz halde şarj ışığı sabit bir şekilde kırmızı yansa da ilk kullanımdan önce tam olarak şarj etmek için cihazı 3 saat şarjda tutmanız gerekir.

- Pure™'ün aşırı şarj koruma sistemi sayesinde cihazı her zaman tam şarjlı olarak tutmak mümkündür. Silk'n® her tam şarjdan sonra şarj adaptörünün prizden çekilip bir sonraki şarj ihtiyacına kadar uygun şekilde muhafaza edilmesini önermektedir.
- Pure™ şarjda olmadığı zaman, cihazı, destek gibi kullanılabilen yüz fırçası parçası üzerinde bırakabilirsiniz.



ÖNEMLİ: Şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun. En iyi sonuçları almak için ilk kullanımdan önce Pure™ cihazını 6 saat şarj edin.

4.2. Gösterge ışığı ve fonksiyon ayarları

1. Açma/Kapatma düğmesine bir kez basılınca: Titreşim fonksiyonu, düşük hızda; kırmızı LED ışık kapalı
2. Açma/Kapatma düğmesine iki kez basılınca: Titreşim fonksiyonu, yüksek hızda; kırmızı LED ışık kapalı
3. Açma/Kapatma düğmesine üç kez basılınca: Sarsıntı fonksiyonu, düşük hızda; kırmızı LED ışık kapalı
4. Açma/Kapatma düğmesine dört kez basılınca: Sarsıntı fonksiyonu, yüksek hızda; kırmızı LED ışık kapalı
5. Açma/Kapatma düğmesine beş kez basılınca: Cihaz kapanır
6. Kırmızı LED ışık 10 saniye boyunca yanıp sönerse: Düşük batarya
7. Kırmızı LED ışık sürekli olarak yanıp sönerse: Şarj oluyor
8. Kırmızı LED ışık sabitse: Tam şarjlı

NOT: 1 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

4.3. Kullanım şekli

- Cilt tipinize uygun olan fırçayı seçin. Fırçayı fırça takma noktasına yerleştirip yerine oturma sesini duyana kadar hafifçe itin.
- Yüzünüzü ılık su ile ıslatın.
- Fırçayı ılık su ile nemlendirin ve fırçaya bir temizleme losyonu sürün.



NOT: Pure™ kullanılırken fırça ve yüzünüz suyla nemlendirilmelidir; aksi takdirde ciltte tahriş meydana gelebilir.

- Açma/kapama düğmesine basarak cihazı açın ve istediğiniz modu seçin.
- Pure™, otomatik olarak "Titreşim fonksiyonu, düşük hız" ayarında çalışmaya başlar.
- "Titreşim fonksiyonu, yüksek hız" ayarı için düğmeye iki kez basın.
- "Sarsıntı fonksiyonu, düşük hız" ayarı için düğmeye üç kez basın.
- "Sarsıntı fonksiyonu, yüksek hız" ayarı için düğmeye dört kez basın.

NOT: Eğer temizleme uygulaması sırasında ayar değiştirirseniz zamanlayıcı sıfırlanır ve yeniden başlar.

- Cihazı uygulamak istediğiniz bölgeye hafifçe bastırın ve yukarı doğru daireler çizerek hareket ettirin. Göz çevresi ve dudaklar gibi hassas bölgelerden kaçınmaya çalışın.
- Her bölge için önerilen uygulama süresi 10 saniyedir. 6 bölgede temizleme yapılmasını öneriyoruz: alın, burun, çene, sol yanak, sağ yanak ve boyun.
- Yüz fırçası 1 dakika sonra otomatik olarak durarak temizleme uygulamasının sonuna geldiğini gösterir.
- Cildinizi suyla durulayın ve bir havluyla kurulayın.

TR

4.4. Tedavi uygulaması

- Günlük kullanıma uygundur.
- Pure™'ü günde en fazla iki kez kullanın; aksi takdirde ciltte tahriş ve kızarıklıklar meydana gelebilir.
- Pure™, cildinizi sadece 1 dakika içinde temizleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu süreyi aşmamanızı öneriyoruz.

5. Pure™ cihazının bakımı

5.1. Yüz fırçası başlıklarının bakımı

- Fırça başlığını her kullanımdan sonra temizleyin. Fırça başlığını Pure™'den çıkarın, birikintileri temizlemek için ılık su ve sabunla yıkayarak temizleyin, silkeleyerek fazla suyu atın ve havluyla kurulayın - ya da Pure™ açıkken fırça başlığını 5-10 saniye süreyle bir havluya hafifçe sürtün.



Pure™ şarj olurken ıslak olan fırça başlıklarını takmayın.

- Sıvı temizleyicilerin ve nemlendiricilerin fırça başlıklarında birikmesine izin vermeyin.
- En iyi sonucu almak için Normal ve Yumuşak fırça başlıklarının 3 ayda bir değiştirilmesini öneriyoruz.
- Yüz fırçalarını temizlemek için bulaşık makinesini kullanmayın.

5.2. Fırça başlığının değiştirilmesi

Yedek fırçaları cihazınızı aldığınız satıcıdan almak ya da doğrudan www.silkn.eu web sitemizden sipariş etmek mümkündür.

- Bir fırça başlığını takmak için fırça başlığını merkezi cihazın üzerindeki fırça takma noktasına denk gelecek şekilde yerleştirin.
- Fırça başlığını merkezinden hafifçe bastırarak yerine oturmasını sağlayın.
- Fırça başlığını çıkarmak için bir elinizle fırça başlığının dış plastik tabanını, diğer elinizle de cihazı tutarak fırçayı yerinden çıkana kadar dengeli bir şekilde çekin.





5.3. Cihazın ve yüz fırçası parçasının bakımı

- Pure™ ü temizlemeden önce prizden çekin.
- Pure™ ün parçalarını temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri ve kimyasallar kullanmayın.
- Tutma yerini nemli bir bezle temizleyin; yumuşak bir deterjan kullanın ve temizledikten hemen sonra havluyla kurulayın.
- Cihazı ya da parçalarını temizlemek için bulaşık makinesini kullanmayın.

6. Sorun Giderme

Arıza	Olası nedenler ve çözümler
Pure™ cihazım çalışmıyor!	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve prize takarak bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarjda kalmasını sağlayın.
Pure™ cihazım şarj olmuyor!	Güç adaptörünün cihaza ve elektrik prizine düzgün takıldığından emin olun. Adaptör bağlantısında sorun yoksa cihazı sıfırlamak için adaptörü cihazdan çıkarın ve tekrar takın. İşe yaramıyorsa lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Pure™ cihazım sürekli kapanıyor!	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve prize takarak bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarjda kalmasını sağlayın.

 Pure™ cihazınızın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Cihazlarımızı onarmak için sadece yetkili Silk'n® personeline eğitim verilir. Cihazın içinin açılması cihaza zarar verecektir ve garantinizin geçersiz olmasına neden olacaktır.

 Onarım gerektiren arızalı veya hasarlı bir cihazınız varsa lütfen Silk'n® müşteri hizmetleri birimi ile irtibata geçin.

7. Müşteri hizmetleri

Silk'n® ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için bölgeniz için hazırlanan Silk'n® web sitesini www.silkn.eu veya www.silkn.com adresi üzerinden ziyaret edin. Eğer cihaz hasarlı, kusurlu veya onarım gerektiriyorsa ya da bizden destek almak istiyorsanız lütfen size en yakın Silk'n® servisine başvurun.

Bu kılavuzu www.silkn.eu adresinden PDF olarak da indirebilirsiniz.

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
İspanya	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Garanti bilgileri

Bu ürün, Avrupa yönetmelikleri ve kanunları uyarınca 2 yıllık garanti kapsamındadır. Bu ürünün garanti kapsamı, hatalı üretim süreçlerinden kaynaklanan teknik kusurlarla sınırlıdır. Garanti kapsamında işlem yapılmasını istediğinizde lütfen gerekli bilgileri almak için müşteri hizmetleri birimi ile iletişime geçin. Müşteri hizmetleri birimi, belki ürünün mağazaya ya da servise gönderilmesine gerek kalmadan sorununuzu çözebilir. Müşteri hizmetleri birimiz size yardım etmekten her zaman memnuniyet duyar!

9. Bataryanın çıkarılması

Pure™ ün bataryasını çıkarmak için cihazın parçalarına ayrılması gerekir. Bu işlem yapılırsa cihaz artık çalışmaz ve onarılamaz. Cihazın kaplaması kırılıp batarya çıkarılırsa cihazın garantisi geçersiz olur. Koruyucu gözlükler ve



eldivenler kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilmesinden doğabilecek fiziksel ya da maddi hasarlardan Silk'n® sorumlu değildir.

Bataryayı çıkarmak için el ünitesini sert ve sağlam bir yüzeye koyun. Cihazın birleşme yerine çekiçle vurun ve cihazın iki tarafında bu işlemi yapın.

Bağlantı yeri yeterince ayrılınca muhafazayı çıkarmak için pense ya da tornavida kullanın. PCB'nin (baskılı devre kartı) vidasını sökün ve bataryanın PCB bağlantısını kopararak bataryayı çıkarın.

10. Bertaraf bilgileri







Ambalajı malzemeleri türüne göre ayıran geri dönüşüm noktasına teslim edin.

	Bu sembolü taşıyan ürünler ev çöpüne atılmamalıdır! Yasalara göre, eski cihazları ev çöpünden ayrı olarak bertaraf etmeniz gereklidir.
	Piller ev çöpüne atılmamalıdır. Yasal olarak, tüm pilleri yerel pil toplama tesisine vermeniz veya perakende pil satıcısına teslim etmeniz gerekmektedir. Eski eşyaların ücretsiz olarak nasıl bertaraf edilebileceğine dair bilgiyi yerel yetkili kuruluşlardan öğrenebilirsiniz.

11. Teknik Özellikler

Model	H4101
Güç gereksinimleri	Batarya: 1x 3,7V; Li-ion; 500mA
Güç çıkışı	Adaptör çıkışı 5Vdc; 500mA
Cihaz sınıfı	Sınıf II
Koruma	IPX7

12. İşaretler ve semboller

	Bu sembolü taşıyan ürünler CE direktifinin kurallarına uygundur.
	Sınıf II - Adaptör, çift yalıtımla elektrik şoklarına karşı korunmaktadır.
	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi.
	Sadece iç mekanda kullanılır.
	Arızalara karşı emniyetli transformatör içerir.
	Adaptör Enerji Verimliliği seviyesi 6.
IP20	Adaptör, çapı 2,5mm'nin üzerinde olan cisimlerin (örneğin elektrik çarpmasına karşı koruma için parmakların) girmemesi için gerekli korumaya sahiptir.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Tutti i diritti riservati. Data di stampa: 05/2016

Nota legale

Allo scopo di migliorare prestazioni, affidabilità, o producibilità dei propri prodotti, InnoEssentials International si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo o alle sue caratteristiche tecniche.

Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da InnoEssentials International sono da intendersi accurate e attendibili. Tuttavia, InnoEssentials International non assume alcuna responsabilità riguardo al loro uso. Nessuna licenza viene concessa implicitamente o in altro modo in virtù di qualsiasi brevetto o diritti di brevetto di InnoEssentials International.

Senza espresso permesso scritto di InnoEssentials International, nessuna parte di questo documento può essere riprodotta né trasmessa, in qualsiasi forma e con nessun mezzo, elettronico o meccanico.

I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.

Il contenuto di questo documento è coperto da brevetti, domande di brevetto depositate, marchi, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale di InnoEssentials International.

La consegna di questo documento non implica concessione di alcuna licenza relativa a detti brevetti, marchi e copyright né di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, eccetto per quanto espressamente previsto nel contratto scritto di InnoEssentials International.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

ATTENZIONE!




- Prima di usare Pure™ per la prima volta, La invitiamo a leggere completamente il presente Manuale per l'utente. Faccia estrema attenzione alle procedure di uso e di funzionamento dell'apparecchio e a quelle da seguire dopo averlo utilizzato. Prima dell'uso, legga ogni avvertenza e precauzioni di sicurezza e vi si attenga scrupolosamente durante l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche ridotte, da soggetti inesperti e privi di specifiche conoscenze, a patto di essere supervisionati o istruiti all'uso sicuro del dispositivo e di aver ben compresi i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- Se non sorvegliati, i bambini non possono pulire né mantenere il dispositivo.
- Pure™ deve essere utilizzato con le applicazioni appropriate descritte in questo manuale.
- Non apportare alcuna modifiche a questo prodotto né aprire le parti sigillate pena l'automatica decadenza della garanzia e del diritto alla sostituzione o al rimborso.

Indice

1. Sicurezza con Pure™	139
2. Che cosa è Pure™	142
2.1. Descrizione del dispositivo Pure™	142
2.2. Contenuto della confezione	143
2.3. Uso previsto di Pure™	143
3. Non utilizzare Pure™ se	143
4. Per iniziare	144
4.1. Ricarica	144
4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni	145
4.3. Come usarlo	145
4.4. Regime di trattamento	146
5. Manutenzione di Pure™	147
5.1. Cura delle testine a spazzola per il viso	147
5.2. Sostituzione della testina a spazzola	147
5.3. Cura del dispositivo e del supporto del supporto della spazzola	148
6. Risoluzione problemi	148
7. Servizio di assistenza clienti	149
8. Informazioni sulla garanzia	150
9. Rimozione della batteria	150
10. Informazioni di smaltimento	151
11. Caratteristiche tecniche	152
12. Segni e simboli	152


1. Sicurezza con Pure™

- Il Suo Pure™ è stato testato rispetto alla penetrazione dell'acqua secondo quanto previsto dalla codifica IPX7. Ciò significa che il Suo dispositivo è impermeabile, utilizzabile sotto la doccia o mentre si fa il bagno.

 **AVVERTENZA!** Tenere l'adattatore lontano dall'acqua. L'adattatore **NON** è impermeabile!

- Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini e usare solo secondo le istruzioni contenute nel presente manuale.
- Per motivi igienici raccomandiamo di non condividere Pure™ con altri.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non usate Pure™ sulla pelle delicata del contorno occhi.
- Come per qualsiasi altro prodotto, interrompere l'uso in caso di eritema, rossore o prurito dopo o durante l'utilizzo. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare un medico se si soffre di acne o di qualsiasi altra malattia della pelle. Non applicare su aree dolenti o con ferite.
- Non utilizzare Pure™ se si è portatori di pacemaker.

- Se si soffre di malattie o di qualsiasi tipo di sensibilità, prima di utilizzare Pure™ consultare prima il proprio medico.
- Non lasciare acceso il dispositivo quando non è in uso. Conservare in un luogo sicuro e asciutto.
- Non utilizzare mai l'adattatore di Pure™ se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona in modo appropriato o se è stato immerso nell'acqua.
- Non poggiare o conservare il dispositivo e il cavo di ricarica in posizioni da cui possono cadere o essere tirati in una vasca o in un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido.

 **ATTENZIONE!** Non cercare di recuperare il dispositivo o il cavo del suo caricabatterie se cadute in acqua, ma scollegarlo immediatamente prima di procedere. In tale circostanza, il mancato scollegamento del dispositivo può provocare scosse elettriche!

- In caso di fuoriuscite da una batteria, evitare il contatto con pelle, occhi o mucose. Se necessario, lavare con l'acqua le aree interessate e consultare un medico.

- L'apparecchio è progettato per essere utilizzato solo insieme all'unità di alimentazione in dotazione.
- Il Suo Pure™ è dotato di un sistema di protezione da sovraccarico di corrente. Questo significa che si può tranquillamente lasciare l'apparecchio collegato all'adattatore di corrente, senza il rischio di danneggiarlo.
- Prima di rottamare il dispositivo, rimuovere la batteria.
- Prima di rimuovere la batteria, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
- Per i dettagli su come rimuovere la batteria, consultare la sezione "Rimozione della batteria".
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
- Prestare attenzione agli aspetti ecologici riconducibili allo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie usate nella pattumiera. A salvaguardia dell'ambiente, La invitiamo a contattare il rivenditore.
- Le batterie interne non possono essere sostituite. Lo smaltimento delle batterie prevede il riciclaggio dell'intero dispositivo presso un sito di riciclaggio locale, un'azione a favore dell'ambiente.


2. Che cosa è Pure™

Pure™ è un piccolo dispositivo portatile ad alimentazione elettrica per la pulizia della pelle, che utilizza una testina a spazzola a oscillazione manuale ad alta frequenza e alta velocità.

La spazzola a microfibre di Pure™ rimuove efficacemente lo strato esterno di cellule secche e squamose dell'epidermide. Sfruttando le vibrazioni, estrae le impurità dall'interno dei pori e i detriti accumulatisi nelle pieghe di linee sottili e rughe, rendendo la superficie della pelle più liscia.

I suoi 2 livelli di impostazione rendono Pure™ estremamente versatile - ciò consente di pulire la propria pelle secondo l'impostazione desiderata, come pure massaggiarla per migliorare la circolazione sanguigna.

2.1. Descrizione del dispositivo Pure™



- 1 Dispositivo
- 1a Pulsante On/Off
- 1b Indicatori LED
- 1c Punto di attacco de la spazzola
- 2 Supporto della spazzola del viso
- 3 Testina a spazzola
- 3a Centro della testina a spazzola
- 4 Connettore dell'adattatore

2.2. Contenuto della confezione

- Dispositivo
- 2 testine a spazzola
- Supporto della spazzola facciale
- Adattatore di corrente
- Il presente manuale per l'utente

2.3. Uso previsto di Pure™

Pure™ è un dispositivo di libera vendita per la pulizia della pelle del viso. Pure™ rimuove fino a 6 volte più makeup della pulizia manuale.

3. Non utilizzare Pure™ se

- Specifiche applicazione o accessori non sono quelli raccomandati da Silk'n®.
- L'alloggiamento è danneggiato.
- Si vede o si avverte odore di fumo durante l'uso.
- Non funziona correttamente o sembra danneggiato.
- L'involucro esterno è incrinato o rotto.
- Si nota una colorazione arancione o marrone intorno al connettore dell'adattatore.
- La testina a spazzola è stata danneggiata o necessita di sostituzione.
- Il punto di attacco della spazzola è danneggiato e non consente di collegarvi correttamente la testina della spazzola.

Rivolgersi a servizio di assistenza clienti Silk'n®.

4. Per iniziare

4.1. Ricarica

Prima di utilizzare Pure™ per la prima volta occorre ricaricarlo completamente. A seguito delle procedure di controllo qualità, il dispositivo potrebbe residuare una certo livello di carica. Tuttavia, per preservare la vita utile della batteria, prima del primo utilizzo occorre ricaricarlo completamente.

i Prima di ricaricare il dispositivo, assicurarsi che sia completamente asciutto.

- Inserire la spina dell'adattatore di corrente. Si accende una un luce rossa lampeggiante indicando che il dispositivo è in carica. Al raggiungimento della piena carica, la luce è fissa.
- Se si sta effettuando la prima ricarica la luce dell'indicatore di carica è costantemente rossa - per ottenere la piena carica prima del primo utilizzo, ricaricare il dispositivo per 3 ore.
- Pure™ è dotato di un sistema di protezione di sovraccarica, in modo che il dispositivo possa risultare sempre carico. Silk'n® raccomanda di staccare la spina e riporre opportunamente l'adattatore di ricarica dopo ogni ricarica, fino a quella successiva.
- Quando non è in carica, è possibili lasciare Pure™ nel supporto della spazzola del viso, utilizzandolo sostegno d'appoggio .



IMPORTANTE: Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di ricaricarlo. Per ottimizzare i risultati, prima del

primo utilizzo ricaricare Pure™ per 6 ore.

4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni

1. Premere una volta il pulsante On/Off: funzione di vibrazione, bassa velocità; LED rosso spento
2. Premere due volte il pulsante On/Off: funzione di vibrazione, alta velocità; LED rosso spento
3. Premere tre volte il pulsante On/Off: funzione di pulsazione, bassa velocità; LED rosso spento
4. Premere quattro volte il pulsante On/Off: funzione di pulsazione, alta velocità; LED rosso spento
5. Premere cinque volte il pulsante On/Off: il dispositivo si spegne
6. Il LED rosso lampeggia per 10 secondi: batteria in esaurimento
7. Il LED rosso lampeggia continuamente: batteria in ricarica
8. LED rossa accesso fisso: batteria a piena carica

NOTARE CHE: trascorso 1 minuto, il dispositivo si spegne automaticamente.

4.3. Come usarlo

- Selezionare la spazzola adatta al proprio viso. Premere delicatamente la spazzola sul suo punto di attacco fino a sentire un clic.
- Inumidire il viso con acqua tiepida.
- Inumidire la spazzola con acqua tiepida e applicarvi sopra una lozione detergente.



NOTARE CHE: Non utilizzare Pure™ sul viso con la spazzola a secco perché ciò potrebbe irritare la pelle del viso.

- Accendere il dispositivo premendo il pulsante On/Off e selezionare la modalità desiderata.
- Pure™ si avvia automaticamente con l'impostazione "funzione di vibrazione, bassa velocità".
- Premere due volte il pulsante per passare all'impostazione "funzione di vibrazione, alta velocità".
- Premere tre volte il pulsante per passare all'impostazione "funzione di pulsazione, alta velocità".
- Premere quattro volte il pulsante per passare all'impostazione "funzione di pulsazione, alta velocità".

NOTARE CHE: se si modifica l'impostazione durante il trattamento di pulizia, il timer viene azzerato e riavviato.

- Premere delicatamente la spazzola sull'area che si desidera trattare e passarla con movimento ascendente circolare. Cercare di evitare di passare su aree delicate, p.es., contorno occhi e labbra.
- La durata raccomandata di trattamento su ciascuna area è di 10 secondi. Raccomandiamo di eseguire il trattamento di pulizia su 6 sezioni - fronte, naso, guancia sinistra, guancia destra e collo
- Il movimento della spazzola per il viso si arresta automaticamente dopo 1 minuto, indicando così la conclusione della seduta di trattamento.
- Sciacquare la pelle con acqua e picchiettare con un asciugamani.

4.4. Regime di trattamento

- Uso quotidiano.
- Non utilizzare Pure™ più di due volte al giorno perché ciò potrebbe irritare la pelle.
- Pure™ è progettato per pulire la pelle in 1 solo minuto. Raccomandiamo di non superare tale limite di tempo.

5. Manutenzione di Pure™

5.1. Cura delle testine a spazzola per il viso

- Pulire ogni volta la testina a spazzola dopo l'uso. Rimuovere la testina a spazzola da Pure™, sciacquarla con acqua calda e sapone delicato per rimuovere ogni materiale accumulato, scrollare via l'eccesso d'acqua e asciugare con un asciugamani - oppure strofinare delicatamente la testina a spazzola contro un asciugamani per 5-10 secondi con Pure™ spento.



Non collegare alcuna testina a spazzola umida a Pure™ mentre il dispositivo è in ricarica.

- Non lasciare accumulare sulla testina a spazzola sostanze detergenti o umettanti.
- Per risultati ottimali, raccomandiamo di sostituire ogni 3 mesi le Normali e Morbide testine a spazzola.
- Non pulire le spazzole per il viso in lavastoviglie.

5.2. Sostituzione della testina a spazzola

Le spazzole di ricambio sono reperibili dal rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo oppure ordinate direttamente tramite sul nostro sito web www.silkn.eu.

- Per collegare la testina a spazzola, centrare la testina sul corrispondente punto di attacco sul dispositivo.
- Premere delicatamente il centro della testina a spazzola spingendo in basso fino a farla scattare in posizione.
- Per rimuovere la testina a spazzola è sufficiente afferrarne la base di plastica esterna con una mano tenendo l'impugnatura del dispositivo con l'altra, e tirare in modo uniforme fino a sentire lo scatto che indica che è libera.



5.3. Cura del dispositivo e del supporto del supporto della spazzola

- Prima di procedere alla sua pulizia, scollegare Pure™ dalla rete elettrica.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici per pulire qualsiasi parte del Pure™.
- Pulire l'impugnatura con un panno umido - impiegando un detergente delicato e asciugandolo subito dopo con un asciugamani.
- Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.

6. Risoluzione problemi

Guasto	Possibile causa e soluzione
Pure™ non si avvia!	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l'adattatore al dispositivo e alla rete elettrica, e lasciarlo in carica per almeno 6 ore prima dell'uso.
Pure™ non si ricarica!	Assicurarsi che l'adattatore di corrente sia correttamente collegato al dispositivo e alla presa elettrica. Se è il caso, estrarre la spina dal dispositivo e inserirla di nuovo per resettare completamente il dispositivo. Se questo non risolve il problema, contattare il servizio di assistenza clienti.

Guasto	Possibile causa e soluzione
Pure™ si spegne sempre!	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l'adattatore al dispositivo e alla rete elettrica, e lasciarlo in carica per almeno 6 ore prima dell'uso.



Non tentare di aprire o riparare il dispositivo Pure™. Solo il personale autorizzato Silk'n® è addestrato a riparare in modo appropriato i nostri dispositivi. L'apertura del dispositivo lo danneggerebbe e la garanzia risulterebbe invalidata.



Se il dispositivo è rotto o danneggiato e deve essere riparato, contattare il Servizio di assistenza clienti Silk'n®.

7. Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n®, visitare il sito regionale Silk'n®: www.silkn.eu o www.silkn.com., Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n® più vicino.

È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail:
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail:
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarLa!

9. Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria di Pure™, il dispositivo deve essere fatto a pezzi. Dopo tale procedura, il dispositivo non funzionerà più né sarà riparabile. Una volta rotto l'alloggiamento del dispositivo ed estratta la batteria, ogni garanzia risulterà nulla. Si raccomanda vivamente di indossare occhiali e guanti protettivi di sicurezza.



Silk'n non è responsabile di eventuali danni fisici o materiali provenienti dall'esecuzione di tale procedura.

Per rimuovere la batteria, disporre l'unità impugnabile su una superficie dura e resistente. Con un martello, percuotere l'apparecchio lungo la linea di giunzione del guscio, continuando su entrambi i lati.

Una volta rotto a sufficienza il guscio lungo la linea di giunzione, aprire l'alloggiamento servendosi di un cacciavite o di pinze. Svitare la PCB (circuito stampato) e rimuovere la batteria scollegandone la spina dalla PCB.

10. Informazioni di smaltimento







Smaltire la confezione in un punto di riciclaggio che separa i diversi materiali per tipologia.

	<p>I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! È fatto obbligo di legge smaltire gli apparecchi esausti separatamente dai rifiuti domestici.</p>
	<p>Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. È fatto obbligo di legge smaltire tutte le batterie in un punto di raccolta locale autorizzato o restituirle al loro rivenditore. Presso le autorità locali sono disponibili informazioni sui punti di smaltimento gratuiti dei dispositivi esausti.</p>

11. Caratteristiche tecniche

Modello	H4101
Requisiti elettrici	Batterie 1 x 3,7 V; Li-ion; 500 mA
Valore nominale	Uscita adattatore 5 V cc; 500 mA
Classificazione dell'apparecchio	Classe II
Protezione	IPX7

12. Segni e simboli

	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della direttiva CE.
	Classe II - L'adattatore è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
	Unità di alimentazione a commutazione.
	Solo per uso indoor.
	Contiene un trasformatore d'isolamento.
	Adattatore ad alta efficienza energetica livello 6.
IP20	L'adattatore è protetto contro l'ingresso di oggetti di diametro maggiore di 2,5 mm, come le dita, per la protezione contro le scosse elettriche.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.
Alle rettigheter reservert. Utskriftsdato: 05/2016

Juridiske merknader

InnoEssentials International forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet.

Informasjon levert av InnoEssentials International antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringstidspunktet. Men InnoEssentials International påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende InnoEssentials International.

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra InnoEssentials International.

Data kan endres uten videre varslng.

InnoEssentials International eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet.

Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med InnoEssentials International

Spesifikasjoner kan endres uten varslng.

FORSIKTIGHET!




- Vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet før du bruker Pure™ for første gang. Vær spesielt oppmerksom på prosedyrene for bruk og drift av apparatet, og etter bruk-prosedyrer. Vennligst les alle advarsler og forhåndsregler før bruk og følg disse nøye ved bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap om de er gitt innføring eller opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk kun Pure™ med de aktuelle tilbehørene som er beskrevet i denne håndboken.
- Ikke utfør noen endringer på dette produktet eller åpne forseglede deler av apparatet, da dette vil automatisk ugyldiggjøre garantien og rettighetene til erstatning eller refusjon.

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhet med Pure™	156
2. Hva er Pure™	158
2.1. Pure™ - apparatbeskrivelse	159
2.2. Pakkeinnhold	159
2.3. Tiltent bruk av Pure™	159
3. Ikke bruk Pure™ hvis	160
4. Komme i gang	160
4.1. Lading	160
4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger	161
4.3. Bruksmåte	162
4.4. Behandlingsregime	163
5. Vedlikehold av din Pure™	163
5.1. Vedlikehold av dine ansiktsbørstehoder	163
5.2. Erstatning av børstehode	163
5.3. Vedlikehold av apparatet og stativet for ansiktsbørsten	164
6. Feilsøking	164
7. Kundeservice	165
8. Garantiinformasjon	166
9. Fjerning av batteri	166
10. Kasseringsinformasjon	167
11. Spesifikasjoner	168
12. Tegn og symboler	168

1. Sikkerhet med Pure™

- Din Pure™ er testet for vanninntrengning i den grad dekket av IPX7. Dette betyr at enheten er vanntett og egnet for bruk i dusjen og mens du tar et bad.

 **ADVARSEL! Hold adapteren unna vann. Adapteren er IKKE vanntett!**

- Kun for utvortes bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn og skal kun brukes som anvist i bruksanvisningen.
- Av hygieniske årsaker anbefaler vi deg å ikke dele Pure™ med andre.
- Unngå kontakt med øynene.
- Ikke bruk Pure™ på den sarte huden rundt øynene.
- Som med alle produkter, unngå å bruke apparatet hvis du opplever utslett, rødhet eller kløe under eller etter bruk. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
- Alle som lider av akne eller andre hudlidelser må konsultere lege før de bruker dette produktet. Skal ikke brukes på sår eller skadde områder.
- Ikke bruk Pure™ hvis du har en pacemaker.

- Hvis du har noen medisinske tilstander eller noen form for følsomhet overhodet, må du kontakte lege før du bruker Pure™.
- Ikke la apparatet være på når den ikke er i bruk. Oppbevar det på et trygt og tørt sted.
- Bruk aldri Pure™-adapteren hvis den har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann.
- Ikke plasser eller oppbevar apparatet og ladeledningen slik at de kan falle eller bli trukket inn i et badekar, vask, vann eller annen væske.

⚠ FORSIKTIGHET! Ikke berør apparatet eller ladekabelen til apparatet som har falt i vannet. Koble fra umiddelbart før du berører dem. Unnlattelse av å koble fra apparatet kan føre til elektrisk støt!

- Hvis et batteri har lekket, unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Om nødvendig, skylle de berørte områdene med vann og søk medisinsk hjelp.
- Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.
- Din Pure™ har en beskyttelse mot overlading. Dette betyr at du trygt kan la apparatet være koblet til strømadapteren uten risiko for skade.

- Batteriet må fjernes fra apparatet før det blir skrotet.
- Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet.
- Når det gjelder informasjon om hvordan du fjerner batteriet, kan du lese avsnittet "Fjerning av batteri".
- Batteriet skal kasseres på en sikker måte.
- De miljømessige aspektene ved kassering av batterier må overholdes. Ikke kast brukte batterier i en søppelkasse. Vennligst ta kontakt med forhandleren for å beskytte miljøet.
- Interne batterier kan ikke erstattes. For å kassere batteriene, er resirkulering av hele apparatet til din lokale gjenvinningsstasjon nødvendig, og det er bra for miljøet.


2. Hva er Pure™

Pure™ er en liten, håndholdt, elektrisk drevet hudrensere. Du kan stille børstehodets vibrerings- og pulseringsnivåer manuelt.

Pures™ mikrofiberbørste er effektiv i å fjerne det ytre laget av tørre og flassende hudceller. Den løfter ut urenheter fra porene og oppbygging av avfall fra innenfor foldene av fine linjer og rynker ved hjelp av vibrasjoner for å bidra til å glatte overflaten av huden.

Med sine 2 innstillinger har Pure™ en høy fleksibilitet - dette gjør det mulig å rense huden din på ønsket innstilling samt massere huden din for å bedre blodsirkulasjonen.

2.1. Pure™ - apparatbeskrivelse



2.2. Pakkeinnhold

- Apparat
- Strømadapter
- 2 børstehoder
- Denne brukerhåndboken
- Stativ for ansiktsbørste

2.3. Tiltenkt bruk av Pure™

Pure™ er et apparat som selges over disk og er beregnet for rengjøring av ansiktshuden. Pure™ fjerner opp til 6 ganger mer makeup enn manuell rensing.

NO

3. Ikke bruk Pure™ hvis

- spesifikt tilleggsutstyr eller tilbehør ikke er anbefalt av Silk'n®.
- Innfatningen er skadet.
- Du ser eller lukter røyk når apparatet er slått på.
- Apparatet ikke fungerer som det skal eller det virker skadet.
- Apparatets ytre deksel har sprekker eller holder på å falle fra hverandre.
- Du ser oransje eller brun farge rundt adapterstøpset.
- Børstehodet er blitt skadet eller må skiftes ut.
- Børstefestepunktet er skadet og børstehodet lar seg ikke koble til skikkelig.

Kontakt Silk'n® kundeservice.

4. Komme i gang

4.1. Lading

Før første gangs bruk må Pure™ være fulladet. Apparatet kan ha noe gjenværende ladevå som et resultat av kvalitetskontrollprosedyrer, men apparatet må være fulladet før første gangs bruk for å bevare batteriets levetid.



Før du lader apparatet må du sørge for at det er helt tørt.

- Sett i støpset av strømadapteren. Et rødt blinkende lys indikerer at apparatet lades. En full lading angis med et konstant lys.
- Hvis du lader for første gang, men ladelampen er konstant rød - du trenger fortsatt å lade apparatet i 3 timer for å få en full lading før første gangs bruk.
- Pure™ har et overladingsbeskyttelse-system slik at apparatet alltid kan forbli under lading. Silk'n® anbefaler å koble fra og oppbevare ladeadapteren etter hvert fulle lading før ny lading er nødvendig.

- Du kan la Pure™ stå i stativet for ansiktsbørsten som et bordstativ når det ikke lades.



VIKTIG: Kontroller at apparatet er helt tørt før du lader. For best resultat må du lade Pure™ i 6 timer før første gangs bruk. On a full charge, Pure™ will provide approximately 2 hours of use in high speed, and 2.5 hours in low speed output.

4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger

1. Trykk på/av-knappen én gang: Vibrerende funksjon, lav hastighet; rødt LED-lys av
2. Trykk på/av-knappen to ganger: Vibrerende funksjon, høy hastighet; rødt LED-lys av
3. Trykk på/av-knappen tre ganger: Pulserende funksjon, lav hastighet; rødt LED-lys av
4. Trykk på/av-knappen fire ganger: Pulserende funksjon, høy hastighet; rødt LED-lys av
5. Trykk på/av-knappen fem ganger: Enheten slår seg av
6. Blinkende rødt LED-lys i 10 sekunder: Svakt batteri
7. Blinkende rødt LED-lys kontinuerlig: Lading
8. Konstant rødt LED-lyst: Full lading

MERK: Apparatet slår seg av automatisk etter 1 minutt.

4.3. Bruksmåte

- Velg børsten som passer for din hudtype. Skyv børsten på børstefestepunktet til du hører et klikk.
- Fukt ansiktet med lunkent vann.
- Fukt børsten med lunkent vann og bruke en rensende lotion på børsten.



MERK: Ikke bruk Pure™ uten vann på børsten og på ansiktet ditt, da dette kan forårsake hudirritasjon.

- Slå på enheten ved å trykke på på/av-knappen og velge ønsket modus.
- Pure™ starter automatisk i "Vibrerende funksjon, lav hastighet"-innstilling.
- Trykk på knappen to ganger for "Vibrerende funksjon, høy hastighet"-innstilling.
- Trykk på knappen tre ganger for "Pulserende funksjon, lav hastighet"-innstilling.
- Trykk på knappen fire ganger for "Pulserende funksjon, høy hastighet"-innstilling.

MERK: Hvis du endrer innstillingen under rensbehandlingen, vil tidtakeren nullstilles og starte på nytt.

- Trykk børsten forsiktig på det området du ønsker å behandle og beveg den i en oppadgående, sirkulær bevegelse. Prøv å unngå ømfintlige hudområder f.eks. rundt øynene og på leppene.
- Anbefalt behandlingstid per område er 10 sekunder. Vi anbefaler rensing i 6 deler - panne, nese, hake, venstre kinn, høyre kinn og nakke.
- Ansiktsbørsten vil automatisk slå seg av etter 1 minutt, noe som indikerer slutten av rensbehandlingen.
- Skyll huden med vann og klapp tørr med et håndkle.

4.4. Behandlingsregime

- For daglig bruk.
- Ikke bruk Pure™ mer enn to ganger om dagen, da dette kan irritere huden og forårsake rødhet.
- Pure™ er laget for å rense huden din i bare ett minutt. Vi anbefaler deg å ikke overstige denne tiden.

5. Vedlikehold av din Pure™

5.1. Vedlikehold av dine ansiktsbørstehoder

- Rengjør børstehodet etter hver bruk. Fjern børstehodet fra Pure™, skyll det rent med varmt vann og mild såpe for å fjerne eventuell oppbygging som kan ha samlet seg, rist av overflødig vann og tørk med håndkle - eller gni børstehodet forsiktig mot et håndkle i 5-10 sekunder mens Pure™ er slått på.

Ikke fest våte børstehoder til Pure™ under lading.

- Ikke la flytende rensedmidler og kremer samle seg på børstehodene.
- For best mulig resultat, anbefaler vi deg å bytte vanlige og myke børstehoder etter hver 3. måned.
- Ikke rengjør ansiktsbørstene ved å sette dem i oppvaskmaskinen



5.2. Erstatning av børstehode

Reservebørster kan fås gjennom forhandleren der du kjøpte apparatet eller kan bestilles direkte fra vår hjemmeside www.silkn.eu.

- For å feste et børstehode, plasser midten av børstehodet på det matchende børstepunktet på apparatet.
- Trykk forsiktig midt på børstehodet og trykk ned til det klikker på plass.

NO

- For å fjerne børstehodet, grip kun i den ytre plastbasen av børstehodet med den ene hånden og enhetshåndtaket med den andre hånden og trekk opp jevnt til det løsner.



5.3. Vedlikehold av apparatet og stativet for ansiktsbørsten

- Koble Pure™ fra strømnettet før du rengjør det.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller kjemikalier til å rengjøre noen del av Pure™.
- Rengjør håndtaket med en fuktig klut - med et mildt vaskemiddel og tørk umiddelbart etter rengjøring.
- Ikke rengjør apparatet eller andre deler i oppvaskmaskinen.

6. Feilsøking

NO

Feil	Mulige årsaker og løsninger
Min Pure™ starter ikke!	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømnettet og la det lade i minst 6 timer før neste bruk.

Feil	Mulige årsaker og løsninger
Min Pure™ lader ikke!	Kontroller at strømadapteren er riktig koblet til apparatet og strømuttaket. Hvis dette allerede er tilfellet, koble adapteren fra apparatet og erstatt den igjen for å nullstille apparatet. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med kundeservice.
Min Pure™ slår seg av hele tiden!	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømmettet og la det lade i minst 6 timer før neste bruk.



Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Pure™-apparat. Kun autorisert Silk'n®-personell er opplært til å riktig utføre reparasjoner på våre apparater. Åpning av apparatet vil ødelegge det og ugyldiggjøre garantien.



Vennligst kontakt Silk'n® kundeservice hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som trengs å repareres.

7. Kundeservice

For mer informasjon om produktene av Silk'n®, kan du besøke vår regionale Silk'n® nettside: www.silkn.eu eller www.silkn.com. Hvis apparatet er skadet, defekt, trenger reparasjon eller du trenger vår hjelp, kan du ta kontakt med ditt nærmeste Silk'n®-servicesenter.

Denne håndboken er også tilgjengelig som en PDF-nedlasting fra: www.silkn.eu.

Land	Service nummer	E-post
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-post
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Garantiinformasjon

Dette produktet er dekket av en to-års garanti i henhold til europeisk regelverk og lov. Omfanget av garantien på dette produktet er begrenset til tekniske mangler som skyldes feil produksjonsprosesser. I tilfelle du ønsker å gjøre krav på garantien, må du huske å kontakte vår kundeservice for å få instruksjoner. De kan være i stand til å løse problemet uten å måtte returnere produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice er alltid glade for å hjelpe deg!

9. Fjerning av batteri

For å fjerne batteriet fra Pure™, må apparatet være brutt fra hverandre. Apparatet vil ikke lenger fungere etter denne prosedyren, det kan heller ikke bli reparert. Enhver garanti blir ugyldig når apparatets innfatning er ødelagt og batteriet fjernes. Det anbefales sterkt å bruke vernebriller og hansker.



Silk'n® er ikke ansvarlig for eventuelle fysiske eller materielle skader som følge av å utføre denne prosedyren.

For å fjerne batteriet, plasser håndterminalen på en hard, sterk overflate. Bruk en hammer til å slå apparatet på sømmen og fortsett med å gjøre dette langs hele sømmen på begge sider av apparatet.

Når sømmen er tilstrekkelig brutt, bruk en tang eller skrutrekker til å ta innfatningen fra hverandre. Skru løs PCB (kretskort)-et og ta ut batteriet ved å koble pluggen fra PCB-et.

10. Kasseringsinformasjon

Kast emballasjen på et gjenvinningssted som sorterer materialer etter type.







	Produkter merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall! Du er juridisk bundet til å kassere gamle apparater separat fra husholdningsavfall.
	Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Du er juridisk bundet til å kassere alle batterier på et godkjent lokalt innsamlingssted eller å returnere dem til en batteriforhandler. Informasjon om hvor gamle apparater kan kastes gratis er tilgjengelig fra dine lokale myndigheter.

NO

11. Spesifikasjoner

Modell	H4101
Strømkrav	Batterier 1 x 3,7 V; Li-ion; 500 mA
Strømeffekt	Adaptereffekt 5 Vdc; 500 mA
Apparatklassifisering	Klasse II
Beskyttelse	IPX7

12. Tegn og symboler

	Produkter merket med dette symbolet oppfyller kravene til CE-direktivet.
	Klasse II - Adapteren er beskyttet mot elektrisk støt ved hjelp av en dobbel isolasjon.
	Strømforsyningsenhetens brytermodus
	Kun for innendørs bruk.
	Har en feilsikker transformator.
	Adapterens energieffektivitetsnivå 6.
IP20	Adapteren er beskyttet mot inntrengning av gjenstander som er større enn 2,5 mm i diameter, slik som fingre, for å beskytte mot elektrisk støt.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Alla rättigheter förbehålls. tskriftdatum: 05/2016

Rättsligt meddelande

InnoEssentials International förbehåller sig rättigheterna att utföra ändringar av sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, tillförlitlighet eller producerbarhet.

Information som utges av InnoEssentials International ska anses vara korrekt och pålitlig vid tidpunkten för publicering. InnoEssentials International tar dock inte ansvar för hur den används. Ingen licens utställs under någon patent eller patenträttighet som ägs av InnoEssentials International.

Ingen del av detta dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från InnoEssentials International.

Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

InnoEssentials International har patent och patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell egendom som täcker ämnet i detta dokument.

Utställandet av detta dokument ger dig inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller rättigheter till annan immateriell egendom förutom det som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal från InnoEssentials International.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

VARNING !




- Läs hela bruksanvisningen innan du använder Pure™ för första gången. Var extra uppmärksam på avsnitt om hur man utför procedurer och driver apparaten och på procedurer efter användande. Vänligen läs alla varningar och säkerhetsföreskrifter innan användning och följ dem noga under användningen.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatta fysiska-, sensoriska-, eller mentala förutsättningar eller av de utan erfarenhet och kunnande om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som involveras.
- Barn skall inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll skall inte genomföras av barn utan övervakning.
- Använd endast Pure™ med de korrekta tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Gör inga ändringar till denna produkt och öppna inte stängda delar av apparaten. Om du gör detta kommer din garanti-, bytesrätt eller rätt till återförsäljning automatiskt bli ogiltig.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet med Pure™	172
2. Vad är Pure™	174
2.1. Pure™ apparatbeskrivning	175
2.2. Förpackningsinnehåll	175
2.3. Avsedd användning för Pure™	175
3. Använd inte Pure™ om	176
4. Kom igång	176
4.1. Laddar	176
4.2. Indikatorlampor och funktionsinställningar	177
4.3. Hur man använder den	178
4.4. Behandlingsregim	179
5. Underhåll av din Pure™	179
5.1. Omhändertagande av dina ansiktsborstshuvuden	179
5.2. Utbyte för borstshuvud	179
5.3. Omhändertagande av din apparat och ställ för ansiktsborste	180
6. Felsökning	181
7. Kundtjänst	181
8. Information om garantin	182
9. Avlägsning av batteri	182
10. Information för avfall	183
11. Specifikationer	184
12. Skyltar och symboler	184

1. Säkerhet med Pure™

- Din Pure™ har testats för vatteninträngning till den nivå som täcks av IPX7. Detta betyder att din apparat är vattentät och lämplig för användning i duschen eller när du badar.

 **VARNING ! Håll adaptern borta från vatten. Adaptern är INTE vattentät!**

- Endast för utvärtes bruk. Håll borta från barn och använd endast på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar Pure™ med andra.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Använd inte Pure™ på den känsliga huden runt ögonen.
- Avsluta användningen om du får utslag, rodnad eller klåda efter användning, precis som med alla produkter. Kontakta en läkare om irritationen fortsätter.
- Alla som lider av akne eller av andra hudproblem skall rådfråga en läkare innan användning av denna produkt. Använd ej på såriga- eller skadade områden.
- Använd inte Pure™ om du har en pacemaker.

- Kontakta din läkare innan du använder Pure™ om du har några medicinska problem eller någon form av överkänslighet.
- Lämna inte apparaten på när den inte används. Förvara den på en säker- och torr plats.
- Använd aldrig Pure™-adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten.
- Placera- eller förvara inte apparaten eller laddningskabeln där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller in i annan vätska.

⚠ VARNING! Sträck dig inte efter apparaten eller efter laddningskabeln efter att apparaten har ramlat i vatten. Koppla ur den direkt innan du tar upp den. Misslyckande att koppla ur apparaten kan orsaka elektrisk chock!

- Om ett batteri har läckt, undvik kontakt med huden, ögonen och med slemhinnorna. Tvätta de påverkade områdena med vatten och uppsök läkare om så krävs.
- Apparaten skall endast användas med delar för strömtillförsel som kom med apparaten.

- Din Pure™ är skyddad mot överladdning. Detta betyder att du kan lämna den elektriska adaptern inkopplad i apparaten utan att behöva oroa dig för att riskera att skada den.
- Batteriet måste avlägsnas från apparaten innan det kan göras av med.
- Apparaten måste kopplas ur från det elektriska uttaget när batteriet avlägsnas
- För information angående om hur man avlägsnar batteriet, vänligen se sektionen "Avlägsning av batteri".
- Batteriet skall göras av med på ett säkert sätt.
- Gör dig uppmärksam på miljöaspekterna som finns när du slänger batterier. Släng inte använda batterier i sopptunnan. Vänligen kontakta din återförsäljare för att skydda miljön.
- Interna batterier kan inte bytas ut. För att göra dig av med batterierna måste hela apparaten återvinnas på din lokala återvinningsstation. Detta är bra för miljön.


2. Vad är Pure™

Pure™ är en liten, handapparat som är en elektriskt driven hudrengörare. Du kan ställa in borsthuvudets vibrations- och pulseringsnivåer manuellt.

Pure's™ mikrofiberborste är effektiv för borttagning av det yttre lagret av torra- och flagnande hudceller. Den lyfter ut smuts från inuti porerna och smutsansamlingar från de tunna vecken och ur rynkorna genom att använda vibrationer för att hjälpa till och släta ut huden.

Med sina 2 inställningar har Pure™ stor mångsidighet, vilket tillåter dig att rengöra din hud med din önskade inställning och även massera din hud för att förbättra blodcirkulationen.

2.1. Pure™ apparatbeskrivning



2.2. Förpackningsinnehåll

- Apparat
- 2 borsthuvuden
- Ställ för ansiktsborste
- Elektrisk adapter
- Den här bruksanvisningen

2.3. Avsedd användning för Pure™

Pure™ är en receptfri apparat avsedd för rengöring av huden i ansiktet. Pure™ tar bort smink upp till 6 gånger bättre än vanlig rengöring.

3. Använd inte Pure™ om

- Vissa tillbehör rekommenderas inte av Silk'n®.
- Skyddskåpan är sönder.
- Du ser eller känner röklukt när apparaten är på.
- Den inte fungerar som den ska eller om den verkar skadad.
- Det yttre skalet är sprucket eller håller på att falla sönder.
- Du ser orange- eller brun färg runt adapteruttaget.
- Borsten har skadats eller behöver bytas ut.
- Spetsen på borstillbehöret är skadat och borsthuvudet kan inte sättas dit ordentligt.

Vänligen kontakta Silk'n®-kundtjänst.

4. Kom igång

4.1. Laddar

Innan den första användningen måste Pure™ vara fulladdad. En del restladdning kan finnas kvar i apparaten från kvalitetskontrollstesterna som gjorts men apparaten måste vara fulladdad innan första användningen för att batteriet skall hålla.




Innan du laddar apparaten, se till att den är helt torr.

- Sätt in kontakten från den elektriska adapter du har försetts med. En röd lampa kommer att blinka för att indikera att apparaten laddar. En full laddning indikeras med en konstant lysande lampa.
- Om du laddar för första gången men laddningslampan är konstant röd behöver du ändå ladda apparaten i 3 timmar för att laddningen skall vara full innan den första användningen.
- Pure™ har ett skyddssystem mot överladdning så apparaten kan alltid

lämnas på laddning. Silk'n® rekommenderar att du kopplar ur och förvarar laddningsadaptern på lämpligt ställe efter varje full laddning, tills den behövs för laddning igen.

- Du kan lämna Pure™ i stället för ansiktsborsten som ett bordsställ när den inte laddar.



VIKTIGT: Se till att apparaten är helt torr innan du laddar den. För bästa resultat, ladda din Pure™ i 6 timmar före första användningen. On a full charge, Pure™ will provide approximately 2 hours of use in high speed, and 2.5 hours in low speed output.

4.2. Indikatorlampor och funktionsinställningar

1. Tryck på På/Av-knappen en gång: Vibreringsfunktion, låg fart; röd LED-lampa av
2. Tryck på På/av-knappen två gånger: Vibreringsfunktion, hög fart; röd LED-lampa av
3. Tryck på På/Av-knappen tre gånger: Pulseringsfunktion, låg fart; röd LED-lampa av
4. Tryck på På/Av-knappen fyra gånger: Pulseringsfunktion, hög fart; röd LED-lampa av
5. Tryck på På/Av-knappen fem gånger: Apparaten stängs av
6. Blinkande röd LED-lampa under 10 sekunder: Lågt batteri
7. Kontinuerligt blinkade röd LED-lampa: Laddar
8. Konstant röd LED-lampa: Fulladdad

OBS: Apparaten stängs av automatiskt efter 1 minut.

4.3. Hur man använder den

- Välj den borste som passar din hudtyp. Tryck försiktigt in borsten i spetsen på borstillbehöret tills du hör ett klickljud.
- Fukta ditt ansikte med ljummet vatten.
- Fukta borsten med ljummet vatten och smörj på en rengöringslotion på borsten.



OBS: Använd inte Pure™ utan lite vatten på borsten och i ditt ansikte då detta kan orsaka hudirritation.

- Sätt på apparaten genom att trycka på På/Av-knappen och välj den önskade inställningen.
- Pure™ kommer automatiskt att börja i "Vibrerings-funktionen, låg fart"-inställningen.
- Tryck på knappen två gånger för "Vibrerings-funktionen, hög fart"-inställningen.
- Tryck på knappen tre gånger för "Pulserings-funktionen, låg fart"-inställningen.
- Tryck på knappen fyra gånger för "Pulserings-funktionen, hög fart"-inställningen.

OBS: Om du ändrar inställningen under rengöringsbehandlingen kommer timern att nollställas och börja om igen.

- Tryck försiktigt borsten mot den yta du vill behandla och förflytta den i en cirkelrörelse uppåt. Försök undvika känsliga hudtytor, t.ex. runt ögonen och på läpparna.
- Rekommenderad behandlingstid för varje område är 10 sekunder. Vi rekommenderar rengöring i 6 sektioner – panna, näsa, haka, vänster kind, höger kind och halsen.

- Ansiktsborsten kommer att stängas av automatiskt efter 1 minut, vilket indikerar slutet av rengöringsbehandlingen.
- Tvätta din hud med vatten och torka genom att badda med en handduk.

4.4. Behandlingsregim

- För dagligt bruk.
- Använd inte Pure™ mer än två gånger per dag då detta kan irritera din hud och orsaka rodnad.
- Pure™ är designad för att rengöra din hud på bara 1 minut. Vi rekommenderar att du inte behandlar under en längre stund än det.

5. Underhåll av din Pure™

5.1. Omhändertagande av dina ansiktsborstshuvuden

- Rengör borsten efter varje behandling. Ta bort borstshuvudet från Pure™, skölj med varmt vatten och tvål för att få bort skräp som har samlats. Skaka sedan bort det vatten som blivit kvar och torka med en handduk, eller gnugga försiktigt borstshuvudet mot en handduk i 5-10 sekunder medan Pure™ är på.



Sätt inte dit några blöta borstshuvuden på Pure™ medan den laddas.

- Tillåt inga vätskerengöringsmedel eller mjukgörande medel att samlas på borstshuvudena.
- För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att du byter ut det Vanliga- och det Mjuka borstshuvudet var tredje månad.
- Rengör inte ansiktsborstarna i diskmaskin

5.2. Utbyte för borstshuvud

Återfyllningsborstar kan införskaffas hos återförsäljaren där du köpte apparaten eller så kan de beställas direkt från vår webbsida.

- För att sätta dit ett borsthuvud, placera mitten av borsthuvudet på spetsen av den matchande borsten, vilken du kan hitta på apparaten.
- Tryck försiktigt på mitten av borsthuvudet och tryck ner tills du hör ett klick och det är på plats.
- För att ta bort borsthuvudet, tag helt enkelt tag i den yttersta plastbasen på borsthuvudet med den ena handen och i apparatens handtag med den andra handen. Dra sedan uppåt i en jämn rörelse tills borsthuvudet lossnar.





5.3. Omhändertagande av din apparat och ställ för ansiktsborste

- Koppla ur Pure™ från det elektriska uttaget innan du rengör den.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller kemikalier för att rengöra några delar av Pure™.
- Rengör handtaget med en fuktig trasa – använd mildt rengöringsmedel och torka med en handduk direkt efter rengöring.
- Rengör aldrig apparaten eller några delar i diskmaskinen.

6. Felsökning

Fel	Möjliga orsaker och lösningar
Min Pure™ startar inte!	Se till att apparaten är ordentligt laddad. Sätt in adaptern i apparaten och koppla in den i det elektriska uttaget. Låt den laddas i minst 6 timmar innan nästa användning.
Min Pure™ laddar inte!	Se till att den elektriska adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till den elektriska kontakten. Om detta redan stämmer, ta ut adaptorns kontakt från apparaten, sätt tillbaka den igen för att återställa apparaten helt och hållet. Om detta inte hjälper, vänligen kontakta kundtjänst.
Min Pure™ stängs av hela tiden!	Se till att apparaten är laddad ordentligt. Sätt in adaptern i apparaten och koppla in den i det elektriska uttaget. Låt den laddas i minst 6 timmar innan nästa användning.

 **Försök inte öppna eller reparera din Pure™-apparat. Endast behörig Silk'n®-personal har tillåtelse att utföra reparationer av våra apparater. Öppning av apparaten kommer att skada den och din garanti kommer att ogiltigförklaras.**

 **Vänligen kontakta Silk'n® kundtjänst om du har en trasig eller skadad apparat som behöver repareras.**

7. Kundtjänst

SV

För mer information om Silk'ns produkter® besök din regionala Silk'n® webbsida: www.silkn.eu eller www.silkn.com. Om apparaten är trasig, defekt, behöver repareras eller om du behöver vår hjälp, vänligen kontakta ditt närmsta Silk'n® servicecenter.

Denna bruksanvisning finns även som nedladdningsbar PDF-fil från: www.silkn.eu.

Land	Kundtjänstnummer	Email
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Information om garantin

Denna produkt täcks av en 2 års lång garanti, enligt europeisk lagstiftning. Denna produkts garanti sträcker sig endast till att täcka tekniska defekter som har orsakats av en felaktiv produktionsprocess. Om du skulle vilja använda din garanti, vänligen se till att du kontaktar kundtjänst för instruktioner. De kanske kan lösa ditt problem utan att du behöver returnera produkten till butiken eller till vårt servicecenter. Vår kundtjänst är alltid glad att kunna hjälpa dig!

9. Avlägsning av batteri

För att avlägsna batteriet i Pure™ måste apparaten tas isär. Apparaten kommer inte längre att fungera efter denna procedur och kan ej heller repareras. Alla garantier kommer att ogiltigförklaras när apparatens skyddskåpa är trasig och batteriet är avlägsnat. Det rekommenderas starkt att

använda skyddsglasögon och handskar.



Silk'n® kan inte hållas ansvarig för några fysiska- eller materiella skador orsakade av att denna procedur utförts.

För att avlägsna batteriet, placera handenheten på en hård, starkyta. Använd en hammare för att slå på apparatens skarv och fortsätt med detta över hela skarven på apparatens båda sidor.

När skarven är helt trasig, använd en tång eller en skruvmejsel för att ta isär skyddskåpan. Skruva loss kretskortet och avlägsna batteriet genom att koppla ur kontakten från kretskortet.

10. Information för avfall

Släng förpackningen på en återvinningsstation som tar emot denna typ av material.







	Produkter markerade med denna symbol skall inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Du är lagligt bunden till att slänga gamla apparater separat från hushållsavfall.
	Batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Du är lagligt bunden till att slänga alla batterier vid en lokal uppsamlingsplats eller att ge tillbaka dem till en batteriåterförsäljare. Information om var du kan slänga gamla apparater gratis finns att få hos lokala myndigheter.

SV

11. Specifikationer

Modell	H4101
Elektriska krav	Batterier 1x 3.7V; Li-ion; 500mA
Elektrisk märkning	Adapterstyrka 5Vdc; 500mA
Apparatens klassificering	Klass II
Skydd	IPX7

12. Skyltar och symboler

	Produkter markerade med denna symbol uppfyller kraven för CE-märkning.
	Klass II - Adaptern är skyddad mot elektrisk chock genom ett dubbelt lager isolering.
	Byt inställning för strömtillförseldelen.
	Endast för inomhusbruk.
	Innehåller en automatisk säkerhetsanordning för transformatorn.
	Adapters Energiefektivitetsnivå är 6.
IP20	Adaptern är skyddad mot inträngning av objekt som är större än 2,5mm i diameter, såsom fingrar för att skydda mot elektriska chocker.

Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Alle rettigheder forbeholdes. Udskrivningsdato: 05/2016

Juridisk information

InnoEssentials International forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen.

Informationen, der tilvejebringes af InnoEssentials International, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. InnoEssentials International påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der udstedes ingen indirekte licens eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende InnoEssentials International.

Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra InnoEssentials International.

Data kan ændres uden varsel.

InnoEssentials International har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller anden immaterialret, der dækker emner i dette dokument.

Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller anden immaterialret med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra InnoEssentials International.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

ADVARSEL!




- Før brug af Pure™ for første gang bedes du læse hele denne vejledning igennem. Du bedes især være opmærksom på procedurer i forbindelse med brugen og betjeningen af enheden og efter brug procedurer. Læs alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger inden brug, og overhold dem nøje under betjening.
- Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaringer og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret vedrørende brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici der er involveret ved brugen.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke udføres af børn uden tilsyn af en voksen..
- Anvend kun Pure™ med det passende tilbehør som beskrevet i denne brugsanvisning,.
- Du må ikke foretage ændringer af produktet eller åbne forseglede dele af apparatet, dette vil øjeblikkelig bevirke bortfald af garantien og retten til en erstatning eller refundering.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed med Pure™	188
2. Hvad er Pure™?	190
2.1. Pure™ beskrivelse af apparatet	191
2.2. Pakkens indhold	191
2.3. Pure™ beregnet anvendelse	191
3. Du må ikke anvende Pure™ hvis	192
4. Kom godt i gang	192
4.1. Opladning	192
4.2. Indikatorlampe og funktionsindstillinger	193
4.3. Sådan anvender man	194
4.4. Behandlingsmetode	195
5. Vedligeholdelse af din Pure™	195
5.1. Pleje af dine børstehoveder til ansigtet	195
5.2. Udskiftning af børstehovedet	196
5.3. Pleje af dit apparat og holder til børstehoved	196
6. Problemløsning	197
7. Kundeservice	197
8. Garantiinformation	198
9. Udtagning af batteri	198
10. Information om bortskaffelse	199
11. Specifikationer	200
12. Tegn og symboler	200


1. Sikkerhed med Pure™

- Din Pure™ er blevet testet for indtrængen af vand i den udstrækning den er omfattet af IPX7. Det betyder at dit apparat er vandtæt og egnet til brug under bruseren og mens du bader.

 **ADVARSEL!** Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand. Adapteren er IKKE vandtæt!

- Kun til udvendig brug. Opbevares utilgængeligt for børn og brug kun som foreskrevet i denne vejledning.
- Af hensyn til hygiejne anbefaler vi ikke at dele Pure™ med andre.
- Undgå øjenkontakt.
- Du må ikke bruge Pure™ på den sarte hud omkring øjnene.
- Som det gælder for andre produkter, skal du stoppe brugen hvis du oplever udslæt, rødhed eller irritation under eller efter brug. Søg læge hvis irritationen fortsætter.
- Personer som lider af akne eller andre hudsygdomme, bør søge læge før anvendelse af dette produkt. Du må ikke benytte produktet på ømme eller beskadigede hudområder.
- Du må ikke benytte Pure™ hvis du har en pacemaker.

- Hvis du lider af nogen form for overfølsomhed, bedes du først forhøre dig med din egen læge om brugen af Pure™.
- Undlad at efterlade apparatet tændt når det ikke er i brug. Opbevar det på et tørt og sikkert sted.
- Du må aldrig bruge Pure™ adapteren hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt eller hvis den har været nedsænket i vand.
- Du må ikke placere eller opbevare apparatet og ledningen på et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar, en håndvask eller vand og andre væsker.

 **FORSIGTIG!** Forsøg aldrig at gribe fat i et apparat eller en ledning der er faldet i vand men træk omgående stikket ud inden du rører ved det. Hvis du ikke først trækker stikket ud, risikerer du at få elektrisk stød!

- Hvis et batteri lækker syre, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinden. Om nødvendigt skal du skylle de berørte områder med vand og søge lægehjælp.
- Apparatet må udelukkende anvendes sammen med den medfølgende strømforsyningsenhed.

- Dit Pure™ indeholder en beskyttelse mod overladning. Det betyder at du uden problemer kan efterlade apparatet tilsluttet strømadapteren uden risiko for beskadigelse.
- Batteriet skal udtages af apparatet inden det bortskaffes.
- Apparatet må ikke være tilsluttet strømforsyningen når batteriet udtages.
- Oplysninger om hvordan man udtager batteriet findes i afsnittet "Batteriudtagelse".
- Batteriet skal bortskaffes på en forsvarlig måde.
- Vi henleder din opmærksomhed på miljøet i forbindelse med batteribortskaffelse. Du må ikke smide brugte batterier i skraldespanden. Kontakt din forhandler for at høre hvordan du bortskaffer batterier.
- De indvendige batterier kan ikke udskiftes. For at bortskaffe batterierne er det nødvendigt at bortskaffe hele apparatet på din lokale genbrugsstation og det gavner miljøet.

2. Hvad er Pure™?


Pure™ er en lille håndholdt elektrisk hudrensere. Du kan manuelt indstille børstehovedets vibrations- og pulseringsniveauer.

Pure's™ mikrofiberbørste er effektiv til at fjerne det yderste lag af tørre og skælagtige hudceller. Den fjerner urenheder indefra porerne og ophobning af affaldsstoffer fra hudfolder og tynde rynker ved hjælp af vibrationer og hjælper med at udglatte

hudens overflade.

Pure™ har med sine to indstillinger en stor alsidighed, hvilket muliggør at du kan rengøre din hud på din foretrukne indstilling og ligeledes massere din hud og forbedre blodcirkulationen.

2.1. Pure™ beskrivelse af apparatet



2.2. Pakkens indhold

- Enhed
- Strømadapter
- To børstehoveder
- Denne brugsanvisning
- Holder til ansigtsbørste

2.3. Pure™ beregnet anvendelse

Pure™ er et apparat der sælges i håndkøb, der er beregnet til rengøring af huden i ansigtet. Pure™ fjerner op til seks gange mere makeup end manuel rengøring.

3. Du må ikke anvende Pure™ hvis

- Monteringer eller tilbehør ikke er anbefalet af Silk'n®.
- Kabinettet er beskadiget.
- Du ser eller lugter røg når det er i brug.
- Det ikke virker ordentligt eller virker defekt.
- Den ydre skal er revnet eller ved at falde fra hinanden.
- Du ser orange eller brun misfarvning rundt om adapterens sokkel.
- Børstehovedet er beskadiget eller har behov for at blive udskiftet.
- Børstens forbindelsespunkt er beskadiget og børstehovedet kan ikke forbindes ordentligt.

Kontakt Silk'n® kundeservice.

4. Kom godt i gang

4.1. Opladning

Inden brug første gang skal Pure™ oplades. Der kan være en smule strøm på batteriet som et resultat af kvalitetskontrolprocedurer, men apparatet skal fuldt oplades inden første betjening, for at opretholde varigheden af batteriet.



Du skal sørge for at apparatet er tørt inden opladning.

- Isæt stikket til den medfølgende strømadapter. En rød lampe blinker, hvilket angiver at apparatet oplader. Når apparatet er fuldt opladet lyser lampen konstant.
- Hvis du oplader for første gang men lampen lyser konstant rødt, skal du fortsat oplade apparatet i 3 timer for at apparatet er fuldt opladet.

- Pure™ er udstyret med en overladningsbeskyttelse, således at apparatet kan forblive tilsluttet uden problemer. Silk'n® anbefaler at trække stikket ud og opbevare opladeren imellem opladninger
- Du kan efterlade Pure™ i holderen til ansigtsbørsten, når den ikke oplader.



VIGTIGT: Sørg for at apparatet er fuldstændigt tørt inden opladning. Det bedste resultat opnås hvis du oplader din Pure™ i 6 timer inden brug første gang.

4.2. Indikatorlampe og funktionsindstillinger

1. Tryk på Tænd/Sluk knappen en gang: Vibrerende funktion, lav hastighed; rød LED-lampe slukket
2. Tryk på Tænd/Sluk knappen to gange: Vibrerende funktion, høj hastighed; rød LED-lampe slukket
3. Tryk på Tænd/Sluk knappen tre gange: Pulserende funktion, lav hastighed; rød LED-lampe slukket
4. Tryk på Tænd/Sluk knappen fire gange: Pulserende funktion, høj hastighed; rød LED-lampe slukket
5. Tryk på Tænd/Sluk knappen fem gange: Enheden slukkes
6. Blinkende rød LED lyser i 10 sekunder: Lavt batteriniveau
7. Blinkende rød LED lyser konstant: Opladning
8. Konstant rød LED-lampe: Fuld opladet

BEMÆRKENLIGST: Efter 1 minut afbrydes enheden automatisk.

4.3. Sådan anvender man

- Vælg en passende børste til din hudtype. Skub forsigtigt børsten fast på børstetilbehøret, indtil der høres et klik.
- Fugt din hud med lunkent vand.
- Fugt børsten med lunkent vand og påfør en rensecreme på børsten.



BEMÆRK VENLIGST: Du må ikke anvende Pure™ uden først at fugte børsten og dit ansigt eftersom dette kan forårsage hudirritation.

- Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/Sluk knappen og vælg den ønskede indstilling.
- Pure™ starter automatisk med indstillingen "Vibrerende funktion, lav hastighed".
- Tryk to gange på knappen for indstillingen "Vibrerende funktion, høj hastighed".
- Tryk på knappen tre gange for indstillingen "Pulserende funktion, høj hastighed".
- Tryk på knappen fire gange for indstillingen "Pulserende funktion, høj hastighed".

BEMÆRK VENLIGST: Hvis du ændrer indstillingen under en hudbehandling, vil timeren blive nulstillet og starte forfra.

- Pres forsigtigt børsten mod det område du ønsker at behandle og bevæg den i en opadgående cirkulær bevægelse. Prøv at undgå kontakt med sarte hudområder fx omkring øjnene og på læberne.

- Det anbefalede tidsrum for behandling per område er 10 sekunder. Vi anbefaler at rense huden i seks etaper: pande, næse, hage, venstre kind, højre kind og hals.
- Børsten til ansigtet afbrydes automatisk efter 1 minut, hvilket indikerer slutningen på en behandling.
- Rens din hud med vand og tør efter med et håndklæde.

4.4. Behandlingsmetode

- Til dagligt brug.
- Du må ikke bruge Pure™ mere end to gange om dagen eftersom det kan medføre hudirritation og rødhed.
- Pure™ er beregnet til at rense din hud på blot et minut. Vi anbefaler at du ikke overskrider denne tidsgrænse.

5. Vedligeholdelse af din Pure™

5.1. Pleje af dine børstehoveder til ansigtet

- Rengør børstehovedet hver gang efter brug. Afmonter børstehovedet fra Pure™, skyl det i varmt vand og mild sæbe for at fjerne eventuelle ophobninger, ryst overskydende vand af og tør med et håndklæde eller gnid børstehovedet mod et håndklæde i 5-10 sekunder mens Pure™ er tændt.



Du må ikke montere et vådt børstehoved på Pure™ under opladning.

- Du må ikke lade flydende renssemælk eller fugtighedscremer ophobe sig på børstehovedet.
- Vi anbefaler dig at udskifte det almindelige og det bløde børstehoved hver tredje måned, for at opnå det bedste resultat.
- Du må ikke rengøre børsterne til ansigtet i en opvaskemaskine.

5.2. Udskiftning af børstehovedet

Du kan bestille ekstra børster via forhandleren hvor du købte apparatet eller direkte fra vores website på www.silkn.eu.

- Når du skal montere et børstehoved, skal du placere børstehovedet på det tilhørende børstetilbehørspunkt, der findes på apparatet.
- Tryk forsigtigt ned på midten af børstehovedet indtil der høres et klik.
- For at afmontere børstehovedet, skal du blot gribe fat i den udvendige plastikbase på børstehovedet med den ene hånd og håndtaget på apparatet i den anden hånd og trække op indtil den kommer fri.





5.3. Pleje af dit apparat og holder til børstehoved

- Træk stikket ud af stikkontakten til Pure™ inden du rengør det.
- Du må ikke anvende skuremidler eller kemikalier til rengøring af Pure™.
- Rengør håndtaget med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel og tør med et håndklæde omgående efter rengøring.
- Du må ikke rengøre apparatet eller nogen dele i opvaskemaskine.

6. Problemløsning

Fejl	Mulige årsager og løsninger
Min Pure™ vil ikke starte!	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.
Min Pure™ oplader ikke!	Sørg for at strømadapteren er korrekt tilsluttet til apparatet og til stikkontakten. Hvis dette er tilfældet skal du tage adapterstikket ud af apparatet og sætte det i igen for at nulstille apparatet. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte kundeservice.
Min Pure™ afbrydes hele tiden!	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.

 Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Pure™ apparat. Det er udelukkende autoriserede Silk'n® medarbejdere der har tilladelse til at foretage reparationer. Åbning af apparatet vil beskadige det og bevirke at garantien bortfalder.

 Kontakt venligst Silk'n® kundeservice hvis dit apparat er i stykker eller har behov for reparation.

7. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n® produkter, bedes du besøge din regionale Silk'n® website: www.silkn.eu eller www.silkn.com. Hvis apparatet er beskadiget, defekt, kræver reparation eller du har brug for assistance, bedes du kontakte det nærmeste Silk'n® servicecenter.

DA

Denne brugsanvisning er også tilgængelig som PDF download fra: www.silkn.eu.

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Garantiinformation

Dette produkt er omfattet af en toårig garanti i overensstemmelse med europæiske vedægter og lovgivning. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske defekter forårsaget af fejlagtige fremstillingsprocesser. I tilfælde af at du ønsker at gøre krav på erstatning, bedes du kontakte kundeservice for vejledning. De kan evt. løse dit problem uden at du behøver at returnere produktet til forretningen eller servicecentret. Vores kundeservice er altid klar til at hjælpe dig!

9. Udtagning af batteri

For at udtage batteriet af Pure™, skal apparatet først splittes ad. Apparatet vil ikke længere kunne bruges efter denne procedure og det kan heller ikke repareres. Alle garantier vil bortfalde efter apparatets kabinet er blevet ødelagt og batteriet er udtaget. Det anbefales på det kraftigste at bruge beskyttelsesbriller og handsker.



Silk'n® er ikke erstatningsansvarlig for fysiske eller materialeskader som et resultat af udførelse af denne procedure.

For at udtage batteriet skal du anbringe apparatet på en fast og stærk overflade. Brug en hammer til at slå på apparatets sammenføjning og fortsæt med at gøre dette langs med hele sammenføjningen på begge sider af apparatet.

Når først sammenføjningen er tilstrækkeligt ødelagt, kan du bruge en knibtang eller en skruetrækker til at skille kabinettet ad. Udtag skrueerne der holder det trykte kredsløbskort på plads og fjern batteriet ved at afbryde tilslutningen fra kredsløbskortet.

10. Information om bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en genbrugsstation der indsamler denne type materialer.







	Produkter der er mærkede med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Du er påkrævet ifølge loven til at bortskaffe brugte apparater separat fra almindeligt husholdningsaffald.
	Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du er påkrævet ifølge loven til at bortskaffe alle batterier på en genbrugsstation eller returnere dem til forhandleren. Oplysninger om hvor du kan bortskaffe brugte apparater gratis, er tilgængelig fra de lokale myndigheder hvor du bor.

DA

11. Specifikationer

Model	H4101
Strømforsyning	Batterier 1 stk. 3,7 V lithium-ion batteri 500 mA
Nominel effekt	Adapter effekt 5 V jævnstrøm; 500 mA
Apparat klassifikation	Klasse II.
Beskyttelse	IPX7

12. Tegn og symboler

	Produkter der er mærkede med dette symbol opfylder kravene i CE-direktivet.
	Klasse II - Adapteren er beskyttet mod elektrisk stød ved hjælp af dobbelt isolering.
	Omskifterindstilling strømforsyningsenhed
	Kun til indendørs brug.
	Indeholder en driftssikker transformer.
	Adapter energieffektivitet niveau 6.
IP20	Adapteren er beskyttet mod indtrængen af genstande der er større end 2,5 mm i diameter, såsom fingre, for at beskytte mod elektrisk stød.



PB111166A



InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
E-mail: info@silkn.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland
E-mail: info@inno-essentials.de